

Italiano

POLVERE PER PROFILASSI SENSITIVE* SOPRA-GENGIVALE E SUB-GENGIVALE ISTRUZIONI PER L'USO

1- Destinazione d'Uso

Polvere per profilassi a base di glicina per la rimozione delicata della placca sopra-gengivale e sub-gengivale e delle macchie. Adatta a tutti i dispositivi a getto di polvere comunemente disponibili in commercio.

2- Descrizione del Prodotto

△ Si prega di rispettare le istruzioni d'uso e la quantità massima indicata dal produttore.

Applicazione sub-gengivale:

- Rimozione di biofilm periodontale;
- Pulizia degli impianti;
- Per la terapia parodontale di supporto (SPT) a conclusione del primo trattamento.

Applicazione sopra-gengivale:

- Rimozione di biofilm e macchie intorno al solco gengivale;
- Rimozione di macchie in zone sensibili;
- Adatta al trattamento profilattico regolare.

3- Misure Precauzionali

△ I pazienti che soffrono di bronchite o asma cronici non devono mai essere trattati con un dispositivo a getto di polvere.

△ Non utilizzare in caso di sensibilità alla glicina.

△ Sia il paziente che l'operatore devono indossare degli occhiali di protezione.

△ L'operatore deve indossare anche una mascherina e i guanti.

△ Utilizzare un aspiratore ad alte prestazioni.

△ Applicare della vaselina sulle labbra del paziente.

△ Non dirigere il getto di polvere su oturazioni, corone e ponti; questi trattamenti conservativi potrebbero essere danneggiati.

△ Solo per uso dentistico.

△ Tenere il recipiente chiuso.

△ **Agitare bene prima dell'utilizzo!**

English

SUPRA-GINGIVAL AND SUB-GINGIVAL PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE* INSTRUCTIONS FOR USE

1- Intended Purpose

Glycine-based prophylaxis powder for the gentle removal of supra- and subgingival plaque and discoloration. Suitable for all commercially available air polishing systems.

2- Product Description

△ Please observe instructions for use and the maximum filling height of the device manufacturer.

Subgingival application:

- Removal of periodontal biofilms;
- Implant cleaning;
- For supportive periodontal therapy (SPT) after initial treatment has been completed.

Supragingival application:

- Removal of supragingival biofilms and discolouration around the sulcus;
- Removal of discolouration in sensitive areas;
- Suitable for regular prophylaxis treatment.

3- Precautionary Measures

△ Never treat patients suffering from chronic bronchitis or asthma with an air polishing device.

△ Do not use if sensitive to glycine.

△ Both the patient and the operator must wear eye protection.

△ The operator must wear a mask and the gloves.

△ Use high-performance suction equipment.

△ Apply Vaseline to the patient's lips.

△ Do not direct the powder stream at fillings, crowns and bridges as these restorations could be damaged.

△ Only for use in dentistry.

△ Keep the container closed.

△ **Shake well before use!**

Deutsch

SUPRAGINGIVAL UND SUBGINGIVAL PROPHYLAXEPULVER SENSITIVE* GEBRAUCHSANWEISUNG

1- Zweckbestimmung

Prophylaxepulver auf Basis von Glycin zur schonenden Entfernung von supra- und subgingivalen Belägen und Verfärbungen.

Für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte geeignet

2- Produktbeschreibung

△ Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation und maximale Füllhöhe der Gerätehersteller.

Subgingivale Anwendung:

- Entfernung von periodontalen Biofilmen;
- Implantatreinigungen;
- Zur unterstützenden Parodontistherapie (UPT) nach abgeschlossener Erstbehandlung.

Supragingivale Anwendung:

- Entfernung von supragingivalen Biofilmen und Verfärbungen um den Sulkus;
- Entfernung von Verfärbungen in empfindlichen Bereichen;
- Geeignet für die regelmäßige Prophylaxebehandlung.

3- Vorsichtsmaßnahmen

△ Patienten die an chronischer Bronchitis oder Asthma leiden, dürfen niemals mit einem Pulverstrahlgerät behandelt werden.

△ Nicht bei Empfindlichkeit auf Glycin verwenden.

△ Patient und Bediener müssen Augenschutz tragen.

△ Der Bediener muss eine Maske und Handschuhe tragen.

△ Hochleistungs-Absauggerät verwenden.

△ Geben Sie Vaseline auf die Lippen des Patienten.

△ Der Pulverstrahl darf nicht auf Füllungen, Kronen und Brücken gerichtet werden, diese Restaurationen können beschädigt werden.

△ Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

△ Behälter geschlossen halten.

△ **Vor Gebrauch gut schütteln!**

Français

POUDRE PROPHYLACTIQUE SENSITIVE* SUPRA-GINGIVALE ET SOUS-GINGIVALE MODE D'EMPLOI

1- Usage Prévu

Poudre prophylactique à base de glycine pour éliminer en douceur les taches et dépôts supra-gingivaux et sous-gingivaux. Convient pour tous les appareils à jet de poudre courants.

2- Description du Produit

△ Veuillez lire le mode d'emploi et respecter la hauteur de remplissage maximale indiquée par le fabricant du dispositif.

Application sous-gingivale:

- Élimination des biofilms parodontaux;
- Nettoyage des implants;
- Traitement adjuvant de parodontite après le traitement initial.

Application supra-gingivale:

- Élimination des biofilms et taches supra-gingivaux autour du sulcus;
- Élimination des taches dans les zones sensibles;
- Convient en traitement prophylactique régulier.

3- Précautions

△ Ne jamais traiter les patients souffrant de bronchite chronique ou d'asthme avec un appareil à jet de poudre.

△ Ne pas utiliser en cas de sensibilité à la glycine.

△ Le patient et l'opérateur doivent porter des lunettes de protection.

△ L'opérateur doit porter un masque et des gants.

△ Utiliser un appareil d'aspiration ultra-performant.

△ Appliquez de la vaseline sur les lèvres des patients.

△ Ne pas diriger le jet de poudre vers des restaurations telles que plombages, couronnes et bridges, pour éviter tout endommagement.

△ Réservé à l'usage dentaire!

△ Le contenant doit rester fermé.

△ **Bien agiter avant utilisation!**

Español

POLVO PROFILÁCTICO SENSITIVE* SUPRA-GINGIVAL Y SUB-GINGIVAL INSTRUCCIONES DE USO

1- Finalidad

Polvo de profilaxis basado en glicina para la eliminación cuidadosa de incrustaciones y coloraciones supra y sub-gingivales.

Adecuado para todos los aparatos de abrasión de aire de uso común.

2- Descripción del producto

△ Observe la información de uso y el nivel de llenado máximo de los fabricantes de los aparatos.

Aplicación subgingival:

- Remoción de biofilms periodontales;
- Limpiezas de implantes;
- Para la terapia periodontal de apoyo (UPT) al concluir el tratamiento primario.

Aplicación supragingival:

- Remoción de biofilms y decoloraciones supragingivales alrededor del sulco
- Remoción de decoloraciones en zonas sensibles.
- Adecuado para el tratamiento profiláctico regular.

3- Medidas de precaución

△ Los pacientes que sufren bronquitis crónica o asma no deben ser tratados nunca con un aparato de abrasión de aire.

△ No utilizar en caso de sensibilidad a la glicina.

△ Tanto el paciente como el usuario deben llevar protección ocular.

△ El usuario debe ponerse una máscara y guantes.

△ Utilice un aparato de aspiración de alto rendimiento.

△ Ponga vaselina en los labios del paciente.

△ No se debe dirigir el chorro de polvo a los empastes, coronas y puentes, estos las restauraciones pueden dañarse.

△ Solo para uso odontológico.

△ Mantener el recipiente bien cerrado.

△ **Agitar bien antes de usar.**

Polskie

PROSZEK PROFILAKTYCZNY SENSITIVE* DO LECZENIA OKOLICY NADDZIAŚLOWEJ I PODDZIAŚLOWEJ INSTRUKCJA UŻYCIA.

1- Przeznaczenie

Proszek profilaktyczny na bazie glicyny do delikatnego usuwania płytki nazębnej i przebarwień w okolicy naddziąsłowej i poddziąsłowej. Nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku urządzeń wykorzystujących strumień proszku.

2- Opis Produktu

△ Należy przestrzegać instrukcji obsługi i maksymalnego poziomu napnienia wskazanego przez producenta urządzenia.

Zastosowanie w okolicy poddziąsłowej:

- Usuwanie płytek nazębnych;
- Czyszczenie implantów;
- Do wspierającego leczenia periodontologicznego (UPT) po zakończonym leczeniu wstępnym.

Zastosowanie w okolicy naddziąsłowej:

- Usuwanie płytek nazębnych naddziąsłowych i przebarwień wokół bruzd dziąsłowych;
- Usuwanie przebarwień w miejscach wrażliwych;
- Nadaje się do regularnego leczenia profilaktycznego.

3- Środki Ostrożności

△ Pacjentów cierpiących na przewlekłe zapalenie oskrzeli lub chorych na astmę nigdy nie należy poddawać leczeniu za pomocą urządzenia wykorzystującego strumień proszku.

△ Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na glicynę.

△ Pacjent i użytkownik muszą nosić ochrone oczu.

△ Użytkownik musi nosić maskę i rękawice.

△ Stosować wysokowydajne urządzenia do odsysania.

△ Nakładać wazelinę na usta pacjenta.

△ Nie należy kierować strumienia proszku na wypełnienia, korony i mosty, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia tych uzupełnień.

△ Tylko do użytku stomatologicznego.

△ Przechowywać pojemnik zamknięty.

△ **Przed użyciem dobrze wstrząsać!**

Čeština

PROFYLAKTICKÝ PŘÁŠEK SENSITIVE* SUPRAGINGIVÁLNÍ A SUBGINGIVÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

1- Zamýšlený Účel Použití

Profylaktický prášek na bázi glycinu pro šetrné odstraňování supra- a subgingiválních usazenin a skvrn. Vhodný pro všechny běžné dostupné pískovače.

2 - Popis Výrobku

△ Věnujte pozornost příbalové informaci a maximální výšce plnění výrobků zařízení.

Subgingivální aplikace:

- Odstraňování periodontálních biofilmů;
- Čištění implantátů;
- Pro podpůrnou léčbu parodontitidy po skončení primární léčby.

Supragingivální aplikace:

- Odstraňování supragingiválních biofilmů a skvrn v oblasti dásňového zlábků;
- Odstraňování skvrn v citlivých oblastech;
- Vhodný pro pravidelnou profylaktickou léčbu.

3- Preventivní Opatření

△ Pískování zubů pomocí pískovače se nesmí provádět u pacientů, kteří trpí chronickou bronchitidou nebo astmatem.

△ Nepoužívejte v případě citlivosti na glycin.

△ Pacient a obsluha musí nosit ochranu očí.

△ Obsluha musí nosit roušku a rukavice.

△ Použijte vysokovýkonnou odsávačku.

△ Rty pacienta potřete vazelinou.

△ Proud prášku nesmí směřovat na výplně, korunky a můstky, neboť by tím mohlo dojít k jejich poškození.

△ Pouze pro použití v zubním lékařství.

△ Nádobu uchovávejte uzavřenou.

△ **Před použitím dobře protřepejte!**

Română

PULBERE PROFILACTICĂ SENSITIVE* SUPRAGINGIVALĂ ȘI SUBGINGIVALĂ INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1- Stabilirea Scopului

Pulbere profilactică pe bază de glicină pentru îndepărtarea protectivă a plăcii supra- și subgingivale și decolorări. Adecvată pentru toate dispozitivele cu jet de pulbere disponibile în comerț.

2- Descrierea Produsului

△ Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare și nivelul maxim de umplere ale producătorului dispozitivului.

Utilizare subgingivală:

- Îndepărtarea biopeliculelor parodontale;
- Curățarea implanturilor;
- Pentru terapia periodontică de susținere (UPT) după tratamentul inițial finalizat.

Utilizare supragingivală:

- Îndepărtarea biopeliculelor supragingivale și decolorări în jurul sulcusului;
- Îndepărtarea decolorărilor în zonele sensibile;
- Adecvată pentru tratament profilactic regulat.

3- Masuri de Precauție

△ Pacienții care suferă de bronșită cronică sau astm nu trebuie tratați niciodată cu un dispozitiv cu jet de pulbere.

△ Nu utilizați în caz de sensibilitate la glicină.

△ Pacientul și operatorul trebuie să poarte echipament de protecție pentru ochi.

△ Operatorul trebuie să poarte mască și mănuși.

△ Folosiți un dispozitiv de aspirație de înaltă performanță.

△ Aplicați vaselină pe buzele pacientului.

△ Jetul de pulbere nu trebuie îndreptat spre umpluturi, coroane și punți, aceste restaurări pot fi deteriorate.

△ Numai pentru uz stomatologic.

△ Păstrați recipientul închis.

△ **Agitați bine înainte de utilizare!**

Magyar

SENSITIVE* PROFILAXIS POR SUPRAGINGIVÁLIS ÉS SUBGINGIVÁLIS TISZTÍTÁSRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1- Rendeltetés

Glicin alapú profilaxis por a supra- és subgingivális lepedékek és elszíneződések kiméletes eltávolítására Minden kereskedelemben kapható porszóró készülékhez alkalmas.

2 - Termékleírás

△ Kérjük, tartsa be az eszköz gyártójának használati utasítását és az általa megadott maximális töltöttségi szintet.

Subgingivális alkalmazás:

- Periodontális biofilmek eltávolítása;
- Implantátumtisztítások;
- Támogató parodontitis-kezeléshez (UPT) az első kezelés befejezése után.

Supragingivális alkalmazás:

- Supragingivális biofilmek és elszíneződések eltávolítása az inyarázda körül;
- Elszíneződések eltávolítása érzékeny területeken;
- Rendszeres profilaxis kezelésre.

3- Elővigyázatossági Intézkedések

△ Krónikus hörgőhurutban vagy asztmában szenvedő betegeket soha nem szabad porszóró készülékkel kezelni.

△ Glicinérzékenység esetén nem használható.

△ A betegnek és a kezelőnek szemvédőt kell viselnie.

△ A kezelőnek maszkot és kesztyűt kell viselnie.

△ Használjon nagy teljesítményű szívóeszközt.

△ Kenje be vazelinrel a beteg ajkát.

△ A porfúvókát nem szabad tömésekre, koronákra és hidakra irányítani, ezek a restaurációk károsodhatnak.

△ Kizárólag fogászati használatra!

△ A tartályt lezárva tárolja.

△ **Használat előtt alaposan felrázandó!**

Hrvatski

PROFILAKTIČKI PRAH SENSITIVE* ZA SUPRAGINGIVNU I SUBGINGIVNU PRIMJENU UPUTE ZA KORIŠTENJE

1- Namjena

Profilaktički prah na bazi glicina za nježno uklanjanje supragingivnih i subgingivnih naslaga i obojenja. Prikladan za sve komercijalne uređaje za pjeskarenje.

2- Opis Proizvoda

Δ Obratite pozornost na informacije o uporabi i maksimalnoj razini napunjenosti proizvođača uređaja. Subgingivna primjena:

- Uklanjanje parodontnih biofilмова;
- Čišćenje implantata;
- Za potpunu parodontološku terapiju (SPT) nakon završenog prvog liječenja.

Supragingivna primjena:

- Uklanjanje supragingivnih biofilмова i obojenja oko žlijeba;
- Uklanjanje obojenja u osjetljivim područjima;
- Prikladno za redovito profilaktičko liječenje.

3- Mjere Opreza

- Δ Pacijenti koji boluju od kroničnog bronhitisa ili astme nikad se ne smiju tretirati uređajem za pjeskarenje.
- Δ Ne upotrebljavate uređaj u slučaju osjetljivosti na glicin.
- Δ Pacijent i rukovatelj moraju koristiti zaštitu za oči.
- Δ Rukovatelj mora nositi masku i rukavice.
- Δ Upotrebljavajte visokoučinkoviti usisni uređaj.
- Δ Usta pacijenta namažite vazelinom.
- Δ Mlaz praha ne smije se usmjeriti na ispone, krunice i mostove jer se ti nadomjesci mogu oštetiti.
- Δ Samo za stomatološku uporabu.
- Δ Spremnik držite zatvorenim.
- Δ **Prije uporabe potrebno je dobro protresti spremnik!**

Eesti

PROFÜLAKTILISE TOIMEGA PULBER SENSITIVE* SUPRAGINGIVAL JA SUBGINGIVAL KASUTUSJUHEND

1- Sihotstarve

Glütsiini põhinev profülaktilise toimega pulber supra- ja subgingivaalse hambakivi ja värvimuutuste ohutuks eemaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõigi harilikke turustatavate pulberpitsidega.

2- Tootekirjeldus

Δ Palun järgige meditsiiniseadme tootja infolehte ning lubatud maksmalset täitetaset. Subgingivaalne menetlus:

- Periodontaalse biokile (biofilmi) eemaldamine;
- Implantaatide puhastamine;
- Toetava parodontalse ravina (SPT) pärast emast aktiivset ravi.

Supragingivaalne menetlus:

- Igemetasku ümbritsevate supragingivaalsete biokilude ja värvimuutuste eemaldamine;
- Värvimuutuste eemaldamine tundlikest piirkondadest;
- Sobib regulaarseks profülaktiliseks raviks.

3- Ettevaatusabinõud

- Δ Kroonilist bronhiiti või astmat põdevate patsientide ravis ei tohi pulberpitsi kunagi kasutada.
- Δ Mitte kasutada tundlike kute korral glütsiini koostisosade suhtes.
- Δ Patsient ja kasutaja peavad kandma kaitseprille/silmakaitsevahendit.
- Δ Kasutaja peab kandma maski ja kindaid.
- Δ Kasutada tuleb kõrgjõudlusega aspiraatorit.
- Δ Patsiendi huultele kanda vaseliini.
- Δ Pulberpitsi ei tohi suunata hambataidistele, kroonidele ega sildadele, pulberpitsi võib neid kahjustada.
- Δ Ainult hambaravi otstarbeks, stomatoloogiliseks kasutamiseks.
- Δ Pulbripurke tuleb hoida suletuna.
- Δ **Enne kasutamist hoolikalt loksutada.**

Nederlands

PROFYLAXEPOEDER SENSITIVE* SUPRAGINGIVAAL EN SUBGINGIVAAL GEBRUIKSAANWIJZING

1- Gebruiksdoel

Profylaxepoeder op basis van glycine voor het op milde wijze verwijderen van supra- en subgingivale aanslag en verkleuringen. Geschikt voor alle in de handel verkrijgbare poederstraalapparaten.

2- Productbeschrijving

Δ Neem de gebruiksinformatie en maximale vuulhoogte van de fabrikant van het apparaat in acht.

Subgingivale toepassing:

- Verwijderen van periodontale biofilms;
- Reinigen van implantaten;
- Ondersteunende parodontitis therapie (OPT) na afronding van de eerste behandeling.

Supragingivale toepassing:

- Verwijderen van supragingivale biofilms en verkleuringen rond de sulcus;
- Verwijderen van verkleuringen op gevoelige plaatsen;
- Geschikt voor regelmatige profylaxe behandeling.

3- Voorzorgsmaatregelen

- Δ Patiënten die leiden aan chronische bronchitis of astma mogen nooit worden behandeld met een poederstraalapparaat.
- Δ Niet gebruiken bij gevoeligheid voor glycine.
- Δ De patiënt en de behandelaar moeten oogbescherming dragen.
- Δ De behandelaar moet een masker en handschoenen dragen.
- Δ Gebruik een afzuigapparaat met hoog vermogen.
- Δ Breng vaseline aan op de lippen van de patiënt.
- Δ De poederstraal mag niet worden gericht op vullingen, kronen en bruggen; deze restauraties kunnen hierdoor beschadigd raken.
- Δ Alleen voor tandheelkundig gebruik.
- Δ Houd de verpakking goed gesloten.
- Δ **Goed schudden voor gebruik!**

Norsk

PROFYLAKSEPULVER SENSITIVE* SUPRAGINGIVAL OG SUBGINGIVAL INSTRUKSJONER FOR BRUK

1- Tiltenkt Bruk

Profylaxepulver basert på glysin til skånsom fjerning av supra- og subgingivale belegg og misfarginger. Egnert for alle kommersielle pulverstråleapparater.

2- Produktbeskrivelse

Δ Vær oppmerksom på bruksinformasjon og utstyrsproduzentens maksimale fyllerinn.

Subgingival bruk:

- Fjerning av periodontal biologisk film;
- Rengjøring av implantater;
- Til støttende parodontitisterapi (SPT) etter avsluttet første behandling.

Supragingival bruk:

- Fjerning av supragingivale biologiske filmer og misfarging rundt sulcus;
- Fjerning av misfarging i følsomme områder;
- Egnert til regelmessig profylaktisk behandling.

3- Forebyggende Tiltak

- Δ Pasienter som lider av kronisk bronkitt eller astma må aldri behandles med et pulverstråleapparat.
- Δ Må ikke brukes ved sensitivitet mot glysin.
- Δ Pasient og behandler må bruke øyvern.
- Δ Behandleren må bruke maske og hansker.
- Δ Bruk et sugeapparat med høy ytelse.
- Δ Påfør vaselin på pasientens lepper.
- Δ Pulverstrålen må ikke rettes mot tannfyllinger, kroner og broer, siden disse materialene kan skades.
- Δ Kun til bruk av tannleger.
- Δ Oppbevar beholderen i lukket tilstand.
- Δ **Ristes godt før bruk!**

Ελληνικά

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ SENSITIVE* SUPRA-GINGIVAL ΚΑΙ SUB-GINGIVAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1- Προβλεπόμενος σκοπός

Προφυλακτική σκόνη με βάση τη γλυκίνη, για την ήπια απομάκρυνση της υπεροξική και υποοξική πλάκα και του αποχρωματισμού. Κατάλληλη για όλες τις εμπορικά διαθέσιμες συσκευές εκτόξευσης σκόνης

2- Περιγραφή προϊόντος

Δ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης του κατασκευαστή της συσκευής. Υποοξική εφαρμογή:













- Αφαίρεση περιοδοντικών βιοφιλμ;
- Καθαρισμός εμφυτευμάτων;
- Για υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία (UPT) μετά την ολοκληρωμένη αρχική θεραπεία.

Υπεροξική εφαρμογή:

- Απομάκρυνση υπεροξικών βιοφιλμ και αποχρωματισμού γύρω από την αύλακα;
- Αφαίρεση αποχρωματισμού σε ευαίσθητες περιοχές;
- Κατάλληλο για τακτική προφυλακτική θεραπεία.

3- Προληπτικά μέτρα

- Δ Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια βρογχίτιδα ή άσθμα δεν πρέπει ποτέ να υποβάλλονται σε θεραπεία με συσκευή εκτόξευσης σκόνης.
- Δ Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει ευαισθησία στη γλυκίνη.
- Δ Ο ασθενής και ο χειριστής πρέπει να φοράνε προστατευτικά ματιών.
- Δ Ο χειριστής πρέπει να φοράει μάσκα και γάντια.
- Δ Χρησιμοποιήστε συσκευή αναρρόφησης υψηλής απόδοσης.
- Δ Εφαρμόστε βαζελίνη στα χείλη του ασθενούς.
- Δ Η ριπή σκόνης δεν πρέπει να στοχεύει σε σφραγίσματα, κορώνες και γέφυρες. Αυτές οι αποκαταστάσεις μπορεί να υποστούν ζημία.
- Δ Μόνο για οδοντιατρική χρήση.
- Δ Κρατήστε το δοχείο κλειστό.
- Δ **Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση!**

LEGENDA DEI SIMBOLI - SYMBOLS KEY	
	Data di produzione Date of manufacture
	Consultare le istruzioni per l'uso Consult instructions for use
	Numero di Lotto Lot Number
	Data di scadenza. Expiry date.
	Limiti di umidità per trasporto e conservazione Humidity limitation - transport and storage conditions
	Dispositivo medico Medical Device
	Produttore Manufacturer
	Distributore Distributor
	Codice di Prodotto Product Code
	Marchio CE CE Mark
	Limiti di temperatura per trasporto e conservazione temperature limitation - transport and storage conditions
	Scuotere il flacone prima dell'uso. Shake bottle before use.

Distributor:
Mectron S.p.A.
Via Loreto 15/A
16042, Carasco (GE) ITALY
+39 0185 35361
www.mectron.com

Manufacturer:
PRISMAN GmbH
Oto-Hahn-Ring 6-18
64653 Loisch
GERMANY
+49 (0) 6251-866 980 -0

