

<b>MAGNOLIA s.r.l.</b> LABORATORIO	<b>FICHA DE PRODCUTO</b>		ST-00 REV. 4
			FECHA
			PAG

<b>PULI - JET CLASSIC</b>		
<b>USO PREVISTO</b>	DETERGENTE SANIFICANTE PARA ASPIRACION DENTAL	
<b>NORMA Y LEYES APLICABLE AL PRODUCTO</b>	UNI CEI EN ISO 14971:2009 Aplicación de la gestión de riesgos DM <b>SMI</b>	
	REG. CE 1272/2008 clasificación de sustancias en el etiquetado <b>SMI</b>	
	DLGS 81/2008 Protección de la salud y seguridad en el trabajo <b>SMI</b>	
<b>PRUEBA DE EFICACIA DEL CE OFICIAL</b>	NO APLICABLE	
<b>COMPOSICIÓN QUIMICA</b>	PHENOL = 0,95 % AUSILAB 201 = 0,4 %	COLOR E 124 = 0,012 % AGUA DEMI = q.b. a 100 %
<b>CARACTERISTICAS QUIMINA-FISICA</b>	PH (tg)	9,8 ± 0,2
	DENSIDAD A 20°C (g/cm <sup>3</sup> )	1,00 ± 0,005
	ASPECTO Y COLOR	ROJO-AMBAR
	OLOR	TIPICO fenolico
	PUNTO DE EBULLICION	na
	INDICE DE REFRACCION (R.I.)	1,335 ± 0.005
	SOLUBLE EN AGUA	Completa
<b>RENDIMINETO</b>	EFICAZ IGIENIZANTE Y DESODORANTE PARA LAS ASPIRACIONES DENTALES CON ACCION ANTIMICROBIANA	
<b>MODO DE USO</b>	DISUELTA EL 5% EN AGUA CALIENTE ( 40-50°C) Y ASPIRAR POR EL SISTEMA (A TRAVÉS DEL PULSA CLENER)	
<b>CADUCIDAD</b>	3 AÑOS DE LA FECHA DE PREPARACIÓN ( EN LA COFECCION ORIGINAL )	
<b>CONDICIONES DE CONSERVACIÓN</b>	PROTEGER DE LA LUZ DIRECTA	
<b>INFLAMABLE</b>	>100°C ( = NO INFLAMABLE)	
<b>SIMBOLO DE PELIGRO</b>	<b>NINGUNO</b>	
<b>EETIQUETADO DE PELIGROSIDAD</b>	NINGUNO	
<b>BIODEGRADABLE DEL COMPONENTE</b>	BIODEGRABLE > 90 %	
<b>CONFECCION PRIMARIA</b>	<b>Características de embalaje</b>	BOTELLA DE 5 LITROS BLANCA RECTANGULAR
	<b>Dimensiones (mm)</b>	330 (H) X 110 X 175
	<b>Peso (flacone vuoto) (g)</b>	250 ± 10
	<b>Contenido (flac. lleno) (g)</b>	5.000
	<b>Etiqueta</b>	<b>FRONTAL+ RETRO IN PE (VER ADJUNTO)</b>
<b>CONFECCION ACUMULATIVA</b>	<b>Características de embalaje</b>	COD. 303040 doble carton en onda SESTAMPADO IN QUATRICROMIA
	<b>Dimension (carton) mm</b>	350X350X410 H
	<b>Peso (cartone+interno) (kg)</b>	1,042
	<b>Contenido</b>	N. 4 BOTELLA DE 5000 ML + 1 BOMBA DOSIFICADORA
	<b>PESO COMPLESS. (KG)</b>	<b>22,2</b>

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	SCHEDA DE PRODUCTO	ST-00 REV. 4	
		data	13/03/2012
		PAG.	2 di 2

<b>SCHEMA DE PALETIZACION</b>
1° - 2° - 3° STRATO (9 CARTONI PER STRATO) = 27 confezioni per bancale

1	2	3
4	5	6
7	8	9

## Etiqueta por botella 5000 ml PULI-JET CLASSIC

**⚠ - AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER L'USO**  
**⚠ - WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR USE**  
**⚠ - AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION**  
**⚠ - WARNHINWEISE UND GEBRAUCHANWEISUNGEN**  
**⚠ - ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE UTILIZACI3N**  
**⚠ - OSTRZEZENIA I INSTRUKCJE UZYTKWANIA**  
**⚠ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.**

**PULI-JET Classic**  
5000 ml e

**ATTENZIONE:** Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**WARNING:** Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. Wear eye and face protection. IF ON SKIN: wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: get medical advice. If eye irritation persists: get medical advice.

**ATTENTION:** Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**ACHTUNG:** Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**ATENCIÓN:** Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Lavarse las manos cuidadosamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

**ATENÇÃO:** Provoca irritação ocular grave. Provoca irritação cutânea. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial. SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar abundantemente com água e sabonete. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as; se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Em caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

**UWAGA:** Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawiczki ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE OCZAMI: Ostrożnie przepłukać oczyma kilka minut. Wyjść/szczołwki kontaktowe, jeżeli są można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady W przypadku utrzymywania się drażnienia na oczyma: zasięgnąć porady lekarza.

**ВНИМАНИЕ:** Вызывает серьёзное раздражение глаз. Вызывает раздражение на коже. Тщательно мыть руки после использования. Носить защитные перчатки. Защитите глаза и лицо. ЕСЛИ НА КОЖУ: Умыться обильно водой с мылом. ЕСЛИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если в состоянии и легко сделать. Продолжить промывание. В случае раздражения кожи: обратиться к врачу. В случае появления раздражения глаз: обратиться к врачу.

Rev. - Acc. - Imp. - INS/DCE/ - phel - c/s

Magnolia s.r.l. Via Franklin 31/A 43122 Parma - Italy T +39 0521 407004 info.magnolia@cattani.it - www.cattani.it

REV 7 - 03/2017

**MAGNOLIA**  
CHEMICAL PROFESSIONALS

**PULI-JET Classic**

Detergente sanitizzante per aspiratori dentali  
Sanitizing detergent for dental vacuum systems  
Reinigungsmittel für zahnärztliche Absauggeräte  
Detergente sanificante para aspiradores dentales  
Detergente sanificante para aspiradores dentais  
Środek czyszczący do dentystycznych systemów ssących  
средство для очистки и промывки  
стоматологический аспирационных систем

**5000 ml e**

**CATTANI**  
AIR TECHNOLOGY

MD19