

NUEVA Termoselladora Millsael rolling

Ergonómica, esencial y eficiente

Mocom presenta su nueva Selladora **Millseal rolling**. De formas lineales y ergonómicas la nueva selladora da un nuevo enfoque al procedimiento del sellado.

Selladora de rodillo, con sistema de arrastre automático con fotocélula. Resulta ideal para acelerar y optimizar el sellado de bolsas pre-cortadas..

Gracias a la regulación automática de temperatura, se obtiene un óptimo control de calentamiento en la zona de soldadura, lo que asegura prestaciones elevadas y constantes.

Su amplio display permite programar y visualizar los parámetros operativos de forma simple e intuitiva.

También disponible con impresora incorporada, que durante el ciclo de sellado imprime automáticamente en la bosa la fecha de enbolsado, caducidad y los símbolos exigidos por las normativas vigentes.

