

AC 100Q

Compresor insonorizado para uso odontológico

Con sistema automático de secado

1



El compresor de aire CATTANI AC 100Q (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática, con insonorización de serie y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza.

Con el filtro HEPA H14 (opcional), el aire es tratado además con una eficiencia del 99,9999+% sobre partículas de 0,01µm.

Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía.**

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC 100Q	(1~) 230-50 hz- 3,8 A - 0,55 kw	013150
AC 100Q	(1~) 220-60 hz- 4,9 A - 0,70 kw	013154

Caudal de aire a 5 bars: 67,5 (N l/m)

Capacidad del tanque: 30 l

Peso: 56 kg

Nivel sonoro: 63 (db(A))

Dimensiones:

