

AC 200

Compresor para uso odontológico

Con sistema automático de secado

2-3



El compresor de aire CATTANI AC 200 (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza. Con el filtro HEPA H14 (opcional), el aire es tratado además con una eficiencia del 99,9999+% sobre partículas de 0,01µm. Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía**.

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC 200	(1~) 230-50 hz- 7,7 A - 1,20 kw	013230
AC 200	(1~) 220-60 hz- 9,2 A - 1,50 kw	013207

Caudal de aire a 5 bars: 160 (N l/m)

Capacidad del tanque: 30 l

Peso: 54 kg

Nivel sonoro: 71 (db(A))

Dimensiones:

