

AC 310

Compresor para Cad Cam

Con sistema automático de secado

Para fresadoras con un consumo entre 50 y 100 l/min a 8 bar

El compresor de aire CATTANI AC 300 (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza.

en su versión Cad Cam, el compresor proporciona aire hasta 10bar, para el correcto funcionamiento de la fresadora.

Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía**.

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC 310	(1~) 230-50 hz- 10,2 A - 1,50 kw	013310
AC 310	(3~) 400-50 hz- 3,7 A - 1,50 kw	013313
AC 310	(1~) 220-60 hz- 12,4 A - 1,75 kw	013305

Caudal de aire a 8 bars: 165 (N l/m)

Capacidad del tanque: 45 l

Peso: 65 kg

Nivel sonoro: 73,6 (db(A))

Dimensiones:

