

AC 300Q

Compresor insonorizado para uso odontológico

Con sistema automático de secado

4-5 

El compresor de aire CATTANI AC 300Q (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática, con insonorización de serie y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza.

Con el filtro HEPA H14 (opcional), el aire es tratado además con una eficiencia del 99,9999+% sobre partículas de 0,01µm.

Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía.**

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC 300Q	(1~) 230-50 hz- 10,2 A - 1,50 kw	013350
AC 300Q	(3~) 400-50 hz- 3,7 A - 1,50 kw	013353
AC 300Q	(1~) 220-60 hz- 12,4 A - 1,75 kw	013354

Caudal de aire a 5 bars: 238 (N l/m)

Capacidad del tanque: 45 l

Peso: 65 kg

Nivel sonoro: 78 (db(A))

Dimensiones:

