

AC 410

Compresor para Cad Cam

Con sistema automático de secado

Para fresadoras con un consumo entre 110 y 150 l/min a 8 bar

El compresor de aire CATTANI AC 610 (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza. En su versión Cad Cam, el compresor proporciona aire hasta 10bar, para el correcto funcionamiento de la fresadora.

Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía**.

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC400	(1~) 230V-50 hz- 15,4 A - 2,4 kw	013410
AC400	(3~) 400V-50 hz- 7,2 A - 3,0 kw	013413

Caudal de aire a 8 bars: 215 N l/m

Capacidad del tanque: 100 l

Peso: 112 kg

Nivel sonoro: 73 db(A)

Dimensiones:

