

## Compresor para uso odontológico

Con sistema automático de secado

10 

**El compresor de aire CATTANI AC 600** (desprovisto de lubricación de aceite), equipado sistema de secado con descarga automática y con una serie de filtros, está en condiciones de suministrar aire seco, de gran calidad y pureza. Con el filtro HEPA H14 (opcional), el aire es tratado además con una eficiencia del 99,9999+% sobre partículas de 0,01µm. Hemos hecho de la calidad y fiabilidad nuestra bandera, por este motivo podemos ofrecer **3 años de garantía**.

Tipo	Datos eléctricos	Código
AC600	(1~) 220V-60 hz- 24,4 A - 3,5 kw	013505
AC600	(3~) 220V-60 hz- 12,8 A - 3,5 kw	013517
AC600	(3~) 380V-60 hz- 9,4 A - 3,5 kw	013538
AC600	(1~) 230V-50 hz- 20,4 A - 3,0 kw	013530
AC600	(3~) 400V-50 hz- 7,4 A - 3,0 kw	013535

  

Caudal de aire a 5 bars:	476 N l/m
Capacidad del tanque:	150 l
Peso:	169 kg
Nivel sonoro:	74 db(A)

### Dimensiones:

890 mm  
590 mm  
1320 mm

