

Aspiración para uso odontológico

Aspiración insonorizada de anillo húmedo con inverter

1-2 

Micro Smart CUBE es la versión evolucionada de Micro Smart, un modelo más compacto, ligero y potente. Además, incorpora el carenado insonorizado de serie en poliestireno expandido ignífugo. Su mejorado motor es más potente y eficiente para lograr el mismo resultado con un consumo eléctrico inferior.

Dependiendo de la distancia, de la instalación y del resultado requerido, está recomendado para uno o dos sillones en función simultánea.

Tipo	Datos eléctricos	Código
Con ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 4 A - 0,95 kw	035030
Sin ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 4 A - 0,95 kw	035031

Separador de amalgama ISO 6, testado TÜV según norma UNE-EN ISO 11143:2008

Caudal de aspiración: 1000 l/m

Presión de vacío: 210 mbar

Peso: 21 kg

Nivel sonoro: 59 db(A)



Dimensiones:

