

# Turbo Smart 2V

## Aspiración para uso odontológico

Anillo húmedo con presión de vacío superior

5-6



**Turbo Smart 2V** es un sistema de aspiración de anillo húmedo indicado para el uso de 3 a 6 unidades dentales simultáneas, dependiendo de la instalación.

Este sistema con presión elevada de 280 mbar, ha sido diseñado por Cattani para garantizar un sistema de aspiración flexible y dinámico a través de tuberías de diámetro reducido, o con sifones o sillones muy separados del cuarto de máquinas.

Tipo	Datos eléctricos	Código
Con ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 9 A - 2 kw	035130
Sin ISO 18*	(1~) 220-50/60 hz- 9 A - 2 kw	035135

Separador de amalgama ISO 18, testado TÜV según norma UNE-EN ISO 11143:2008

**Caudal de aspiración:** 1700 l/m

**Presión de vacío:** 280 mbar

**Peso:** 41 kg

**Nivel sonoro:** 70 db(A)

### Dimensiones:

