

orangedental
premium innovations



EASY Mill4


EASY Mill5



EASY Mill4



Soporte estándar



Titular especial
con dispositivo de
sujeción especial.

Descripción:

- Fresadora húmeda de 4 ejes con herramientas diamantadas.
- Para materiales en bloque: vitrocerámicas de feldspato, vitrocerámicas a base de litio, cerámicas flexibles, composites.
- PMMA.
- Optimizado para circonio totalmente sinterizado (PERFECT FS).
- Diseño pequeño y compacto. Estructura en forma de caja de alta rigidez y mínima deformación.
- Estructura de placa a prueba de polvo fabricada con materiales poliméricos con larga vida útil y sellado completo.
- WLAN, Ethernet o USB para una transferencia de datos cómoda y rápida.
- Amplias funciones de detección y advertencia.
- Unidad húmeda en gabinete bajo.

Peso y medidas:

Requisitos de **espacio:**

L x An x Al:

465 x 490 x 370mm

Peso: 40 kg.



Gabinete:

500 x 630 x 1.000mm

EASY Mill4



Carillas, inlays, onlays, coronas completas,
puentes de tres unidades, etc.



EASY Mill5



Descripción:

- Fresadora en seco de 5 ejes.
- Solo materiales blandos para bloques y espacios en blanco.
- Composites, PMMA, circoón verde, cera, yeso.
- Diseño pequeño y compacto. En forma de caja estructura con alta rigidez y mínima deformación.
- Estructura de placa a prueba de polvo hecha de polímero. Materiales con larga vida útil.
- WLAN, Ethernet o USB para una conexión cómoda y rápida transferencia de datos.
- Amplias funciones de detección y advertencia.

Peso y medidas:

Requisitos de **espacio:**

L x An x Al:
500 x 410 x 435mm

Peso: 48 kg.


Gabinete:
500 x 630 x 1.000mm

Eje A +30° - 145°

Eje B 0° - 360°




Compuesto de yeso/cera PEEK
de circonio PMMA.



Incrustación,
superposición,
chapa.



Coronas, puentes.



Alineador, carril.



Modelo.



Cáscaras de huevo,
solución temporal.



Puentes.

orangedental
premium innovations



Distribuidor en España y Portugal:

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119 - 121
Polígono industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) **913 807 490**
info@incotrading.net
www.incotrading.net

