

OFERTAS

Y PROMOCIONES

oct. / dic. 2024

incotrading

Encuentra las **mejores marcas**



LAS NUEVAS ASPIRACIONES CATTANI

CONSTANTE INNOVACIÓN

¡NUEVO!



TURBO SMART TS,
la evolución de la Turbo Smart



Más aspiración



Filtro HEPA H14 de serie



Menor temperatura
generada



Menor nivel sonoro



TURBO SMART HP,
más segura y potente
que ninguna



Más segura: con dos
motores en serie, seguirá
aspirando con un motor
bloqueado



Más potente:
340 mbar de vacío



Más rápida en aspirar



CONECTIVIDAD WIFI DE SERIE, EN TIEMPO REAL



Con la **conexión WiFi de serie**, y sin licencias en todas las máquinas con panel de control, el técnico podrá acceder en remoto y en tiempo real.

Esto le permitirá ver todas las alarmas de la máquina, modificar los ajustes y revisar los parámetros de funcionamiento.

¡La primera intervención técnica nunca ha sido tan rápida y fácil!

Este sistema está ya incluido en todas las máquinas fabricadas a partir de 2022.

Para actualizar las máquinas más antiguas, solo necesitarás un panel nuevo, con tecnología 4.0.

PANELES DE CONTROL 4.0

Ref.: 1181642

MICRO SMART

Ref.: 1181637

MICRO SMART CUBE

Ref.: 1181643

TURBO SMART / TURBO SMART 2V

Ref.: 1181646

TURBO SMART CUBE



330 €



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.

CATTANI
AIR TECHNOLOGY

TURBO SMART TS

ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS*

La nueva **Turbo Smart TS**. Gracias a un nuevo motor y una nueva centrifuga, ahora mejor que nunca.

- Más aspiración en las cánulas.
- Filtro HEPA H14 de serie.
- WiFi y control técnico remoto sin licencias.
- Menor nivel sonoro.
- Menor consumo eléctrico y calor generado.

CARACTERÍSTICAS VERSIÓN A/B (password no incluida de serie).

Potencia:

1.5kW - 6.5A / 2kW - 9A

Caudal máximo:

1.600 l/min. / 2.000 l/min.

Nivel de vacío: **210 mbar**

Velocidad máxima: **80 hz / 100 hz**

Nivel sonoro: **67.5 dB**

Dimensiones (mm): **435 x 344 x 744**



NUEVO
AHORA MÁS EFICIENTE QUE NUNCA

3-5



Versión A hasta 3 equipos
Versión B hasta 5 equipos

Con separador de amalgama ISO 18
Ref.: 1035165

4.790 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035155

4.150 €

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



TURBO SMART HP

ASPIRACIÓN PARA 4 - 5 EQUIPOS*

Más potencia y más seguridad que nunca.

Hasta 340 mbar de vacío y dos motores en serie. En caso de avería de un motor, el otro seguirá aspirando como una Turbo Smart B.



Potencia:
3kW - 12A

Presión de trabajo:
340 mbar

Caudal máximo:
1.915 l/min.

Nivel sonoro: **70 db (A)**

Dimensiones (mm):
510 x 370 x 770

4-5*

*Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

Con separador de amalgama

Ref.: 1035145

6.790 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035140

5.990 €



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



La versión con separador incluye una **válvula de fondo de línea**. Ref.: 1203770

TURBO JET 1 MODULAR

ASPIRACIÓN PARA 1 EQUIPO

Potencia:
0.42kW - 4A

Caudal máximo:
650 l/min.

Presión de trabajo:
130 mbar

Nivel sonoro:
61 dB (A)

Dimensiones (mm):
540 x 350 x 360



Con separador de amalgama ISO 4
Ref.: 1029610

2.220 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1026110

1.410 €

TURBO JET 2 MODULAR

ASPIRACIÓN PARA 1 - 2 EQUIPOS

Ref.: 1026210

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama.

Potencia:
0.8kW - 6.1A

Caudal máximo:
650 l/min.

Presión de trabajo:
230 mbar

Nivel sonoro:
65 dB

Dimensiones (mm):
560 x 440 x 380



2.260 €





Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



Puedes incluir el **panel de control** a tu Micro Smart sin separador de amalgama **por solo 270 €** (PVP normal: 431 €).



MICRO SMART

ASPIRACIÓN PARA 1 - 2 EQUIPOS

Potencia:

1.12kW - 8A

Caudal máximo:

900 l/min.

Presión de trabajo:

210 mbar

Nivel sonoro:

64-71 dB (A)

Dimensiones (mm):

370 x 340 x 590



1-2



Con separador de amalgama ISO 6

Ref.: 1035060

3.150 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035050

2.430 €

MICRO SMART CUBE

ASPIRACIÓN PARA 1 - 2 EQUIPOS

Potencia:

0.95kW - 5.8A

Caudal máximo:

1.000 l/min.

Presión de trabajo:

210 mbar

Nivel sonoro:

59 dB (A)

Dimensiones (mm):

420 x 350 x 470



1-2



Con separador de amalgama ISO 6

Ref.: 1035030

3.750 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035031

3.360 €



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.

TURBO SMART

ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS

Potencia:

1.5kW - 6.5A

Caudal máximo:

1.400-1.700 l/min.

Presión de trabajo:

210 mbar

Nivel sonoro:

68.4-73.7 dB (A)

Dimensiones (mm):

390 x 350 x 630



3-5



Versión A hasta 3 equipos

Versión B hasta 5 equipos

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.: 1035115

4.250 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105

3.590 €

TURBO SMART CUBE

ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS

Potencia:

1.2kW - 5.5A

Caudal máximo:

1.400-1.800 l/min.

Presión de trabajo:

210 mbar

Nivel sonoro:

60 dB (A)

Dimensiones (mm):

500 x 370 x 650



3-5



Versión A hasta 3 equipos

Versión B hasta 5 equipos

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.: 1025120

4.690 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035121

4.020 €

LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LOS AEROSOLES ES UNA ASPIRACIÓN POTENTE

El uso de aspiración de alto volumen (HVE) permite la reducción de este tipo de contaminación en más de un 90%*.



Potencia tu **TURBO SMART**, **CUBE** y **TS** con la password de ampliación y **aumenta el caudal de 1.400 a 1.700 l/min. (de 1.600 a 2.000 l/min con TS)**



PASSWORD

PARA AMPLIACIÓN A TURBO SMART B

Ref.: 1035500

625 €





Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



TURBO SMART 2V

ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS*

Potencia:
2kW - 9A

Caudal máximo:
1.800 l/min.

Presión de trabajo:
280 mbar

Nivel sonoro:
70 dB (A)

Dimensiones (mm):
540 x 400 x 650

SOFTWARE DE AMPLIACIÓN INCLUIDO



3-5*

*Depende de la preinstalación y distancia.

Con separador de amalgama ISO 18
Ref.: 1035135

5.100 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035130

4.350 €

ASPIRACIÓN EN PARALELO

PLANIFIQUE SU CLÍNICA PARA TRABAJAR CON LA MÁXIMA SEGURIDAD

Todas las aspiraciones Smart se pueden instalar en tándem: las máquinas se reconocen y trabajan juntas para todos los sillones, sin bypass, sin centralitas o accesorios.

La unión hace la fuerza



Sistema tradicional

Cada aspiración está conectada a sus sillones:

- en caso de avería, los sillones no pueden trabajar.
- la aspiración es diferente en cada gabinete, en algunos más escasa que en otros.

Sistema en paralelo (tándem):

- en caso de avería, ningún gabinete queda inutilizable.
- la aspiración en cada sillón es la máxima aspiración posible.
- el desgaste, consumo y ruido de las máquinas es menor (repartiendo el trabajo, bajarán de velocidad media).

CUARTOS DE MÁQUINAS IDEALES

Con estas configuraciones, también en caso de avería, la clínica podrá seguir trabajando con normalidad.

Valore su tiempo y el de sus pacientes

SILLONES	MÁQUINAS
2	TURBO SMART TS "A"
3	2 MICRO SMART en paralelo
4	2 TURBO SMART "A" en paralelo
6	2 TURBO SMART TS "A" en paralelo
8	2 TURBO SMART TS "B" en paralelo
10	2 TURBO SMART TS "A" + 1 TS "B" en paralelo
15	3 TURBO SMART TS "B" en paralelo





Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.

BLOK-JET SILENT

Sistema integrado de compresión y aspiración para clínicas dentales

BLOK-JET SILENT 1

COMPUESTO DE:

Micro Smart

Compresor AC 200

Dimensiones (mm):

727 x 577 x 1.583

**HASTA 2 EQUIPOS
SIMULTÁNEAMENTE**

**Sin separador
de amalgama**

Ref.: 1073501

13.790 €

**Con separador
de amalgama ISO 6**

Ref.: 1073500

13.995 €

BLOK-JET SILENT 2

COMPUESTO DE:

Turbo Smart B

Compresor AC 300

Dimensiones (mm):

757 x 607 x 1.936

**HASTA 5 EQUIPOS
SIMULTÁNEAMENTE**

**Sin separador
de amalgama**

Ref.: 1073521

15.200 €



**Con separador
de amalgama ISO 18**

Ref.: 1073520

15.480 €

Añada el
**KIT
DESINFECCIÓN
MAGNOLIA**

a su nueva aspiración
y obtenga **1 año más
de garantía.**



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

ASPI-JET 6

Ref.: 1010010

Aspiración móvil completamente autónoma.

Potencia:
0.4kW - 3.1A

Caudal máximo:
1.250 l/min.

Presión máxima de vacío:
130 mbar

Nivel sonoro:
65 dB

Vaciado manual de vaso.
Capacidad del vaso:
4 litros

Dimensiones (mm):
500 x 350 x 760

2.650 €



ASPI-JET 9

Ref.: 1010040

Aspiración móvil para quirófano dental.

Potencia:
0.4kW - 3.1A

Caudal máximo:
1.250 l/min.

Presión máxima de vacío:
130 mbar

Nivel sonoro:
65 dB

Vaciado automático, escupidera y agua al vaso

Dimensiones (mm):
500 x 350 x 760

3.840 €





Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.

ASPIRACIÓN EN SECO

UNI-JET 75

Ref.: 1020322



Potencia:
0.4kW - 3.1A

Caudal máximo:
1.250 l/min.

Presión máxima de vacío:
130 mbar

Nivel sonoro:
62 dB

Dimensiones (mm):
232 x 246 x 251

495 €



UNI-JET 75 CARENADO

Ref.: 1020274



Versión insonorizada

Potencia:
0.4kW - 3.1A

Caudal máximo:
1.250 l/min.

Presión máxima de vacío:
130 mbar

Nivel sonoro:
58 dB

Dimensiones (mm):
315 x 280 x 330

845 €





CONSIGUE
**5 AÑOS
DE GARANTÍA**

Regístrala en:
www.incotrading.net/registro-garantias-cattani
y consigue 2 años extra (total 5).



AC 100

COMPRESOR PARA 1 EQUIPO

Ref.: 1013130

Potencia:
0.55kW - 3.8A

Aire efectivo
suministrado a 5bar:
67,5 l/min.

Capacidad de depósito:
30 l

Nivel sonoro:
70 dB (A)

Dimensiones (mm):
620 x 490 x 750



Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

1.950 €

AC 100 Q

COMPRESOR PARA 1 EQUIPO

Ref.: 1013150

Potencia:
0.55kW - 3.8A

Aire efectivo
suministrado a 5bar:
67,5 l/min.

Capacidad de depósito:
30 l

Nivel sonoro:
63 dB (A)

Dimensiones (mm):
660 x 600 x 860



Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

2.990 €

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



CONSIGUE
**5 AÑOS
DE GARANTÍA**

Regístrala en:
www.incotrading.net/registro-garantias-cattani
y consigue 2 años extra (total 5).



AC 200

COMPRESOR PARA 2 - 3 EQUIPOS

Ref.: 1013230

Potencia:
1.2kW - 7.7A

Aire efectivo
suministrado a 5bar:
160 l/min.

Capacidad de depósito:
30 l

Nivel sonoro:
71 dB (A)

Dimensiones (mm):
620 x 510 x 750



2-3



1X



Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

2.730 €

AC 200 Q

COMPRESOR PARA 2 - 3 EQUIPOS

Ref.: 1013250

Potencia:
1.2kW - 7.7A

Aire efectivo
suministrado a 5bar:
160 l/min.

Capacidad de depósito:
30 l

Nivel sonoro:
63 dB (A)

Dimensiones (mm):
660 x 600 x 860



2-3



1X



Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

3.650 €

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



CONSIGUE
**5 AÑOS
DE GARANTÍA**

Regístrala en:
www.incotrading.net/registro-garantias-cattani
y consigue 2 años extra (total 5).



AC 300

COMPRESOR PARA 4 - 5 EQUIPOS

Ref.: 1013330

Potencia:
1.5kW - 10.2A

Aire efectivo
suministrado a 5bar:
238 l/min.

Capacidad de depósito:
45 l

Nivel sonoro:
73,6 dB (A)

Dimensiones (mm):
620 x 520 x 790



4-5

1X

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

3.440 €

AC 300 Q

COMPRESOR PARA 4 - 5 EQUIPOS

Ref.: 1013350

Potencia:
1.5kW - 10.2A

Aire efectivo
suministrado a 5bar:
238 l/min.

Capacidad de depósito:
45 l

Nivel sonoro:
63 dB (A)

Dimensiones (mm):
720 x 600 x 970



4-5

1X

Incluye 1 filtro
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

4.390 €

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



CONSIGUE
**5 AÑOS
DE GARANTÍA**

Regístrala en:
www.incotrading.net/registro-garantias-cattani
y consigue 2 años extra (total 5).



AC 400

COMPRESOR PARA 6 EQUIPOS

Ref.: 1013430 MONOFÁSICO

Ref.: 1013435 TRIFÁSICO

Potencia:

**2.4kW - 15.4A
(3kW - 7.2A)**

Caudal efectivo a 5 bar:

320 N L/min.

Capacidad de depósito:

100 l

Nivel sonoro:

73 dB (A)

Dimensiones (mm):

1.155 x 550 x 745



6

2X

Incluye 2 filtros
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

5.890 €

AC 600

COMPRESOR PARA 10 EQUIPOS

Ref.: 1013530 MONOFÁSICO

Ref.: 1013535 TRIFÁSICO

Potencia:

**3kW - 20.4A
(3kW - 7.4A)**

Caudal efectivo a 5 bar:

476 N L/min.

Capacidad de depósito:

150 l

Nivel sonoro:

74 dB (A)

Dimensiones (mm):

1.320 x 590 x 890



10

2X

Incluye 2 filtros
HEPA H14 AC*
Ref.: 1168523

7.190 €

*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



CONSIGUE
**5 AÑOS
DE GARANTÍA**

Regístrala en:
www.incotrading.net/registro-garantias-cattani
y consigue 2 años extra (total 5).



COMPRESORES CAD CAM

Todos los compresores trabajan **hasta 10 bar de presión** para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes. Disponibles en versiones tanto monofásicas como trifásicas.

AC 310

Ref.: 1013310 MONOFÁSICO

Ref.: 1013313 TRIFÁSICO

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min



Aire efectivo a 8 bar:
160 N l/min

Capacidad de depósito:
45 l

Nivel sonoro:
73,6 dB (A)

Dimensiones (mm):
620 x 520 x 750

3.590 €

AC 410

Ref.: 1013410 MONOFÁSICO

Ref.: 1013413 TRIFÁSICO

Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min



Aire efectivo a 8 bar:
215 N l/min

Capacidad de depósito:
100 l

Nivel sonoro:
73 dB (A)

Dimensiones (mm):
1.155 x 550 x 745

6.850 €





CONSIGUE
**5 AÑOS
DE GARANTÍA**

Regístrala en:
www.incotrading.net/registro-garantias-cattani
y consigue 2 años extra (total 5).



AC 610

Ref.: 1013510 MONOFÁSICO

Ref.: 1013513 TRIFÁSICO

Para fresadoras con
un consumo máximo
de 220 N l/min

Aire efectivo a 8 bar:

330 N l/min

Capacidad de depósito:

150 l

Nivel sonoro:

74 dB (A)

Dimensiones (mm):

1.320 x 590 x 890



8.350 €

AC 910

Ref.: 1013578 TRIFÁSICO

Grandes sistemas
de fresado o sistemas
centralizados de aire
comprimido

Aire efectivo a 8 bar:

495 N l/min

Capacidad de depósito:


300 l

Nivel sonoro:

75 dB (A)

Dimensiones (mm):

1.800 x 810 x 1.000



14.670 €

CAMPANA DE INSONORIZACIÓN PARA COMPRESORES

Para interiores y exteriores

Ref.: 1010800

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes. El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

Nivel sonoro: **51 db (A)**

Dimensiones (mm):
870 x 700 x 890

1.790 €



REDUCE EN

20

DECIBELIOS EL
NIVEL SONORO

MANTENIMIENTO COMPRESORES

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **OFERTA**

ANUAL

KIT1AC100H14	KIT MANTENIMIENTO ANUAL AC 100 CON HEPA H14	130 €
KIT1AC200H14	KIT MANTENIMIENTO ANUAL AC 200 CON HEPA H14	160 €
KIT1AC300H14	KIT MANTENIMIENTO ANUAL AC 300 CON HEPA H14	185 €

TRIENAL

KIT3AC100H14	KIT MANTENIMIENTO TRIENAL AC 100 CON HEPA H14	165 €
KIT3AC200H14	KIT MANTENIMIENTO TRIENAL AC 200 CON HEPA H14	195 €
KIT3AC300H14	KIT MANTENIMIENTO TRIENAL AC 300 CON HEPA H14	235 €

QUINQUENAL

KIT5AC100H14	KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 100 CON HEPA H14	295 €
KIT5AC200H14	KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 200 CON HEPA H14	325 €
KIT5AC300H14	KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 300 CON HEPA H14	360 €



DESCARGA EL **MANUAL DE MANTENIMIENTOS TÉCNICOS CATTANI**

con el listado de repuestos contenidos en los kits y las instrucciones de uso.



Descuento del 15% en tu Kit de Mantenimiento Cattani durante la vigencia de la garantía de tus equipos.



MANTENIMIENTO ASPIRACIONES

CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** **OFERTA**

ANUAL

KIT1TJ1	KIT MANTENIMIENTO ANUAL TURBO JET 1 CON ISO 4	75 €
KIT1MS	KIT MANTENIMIENTO ANUAL MICRO SMART	115 €
KITMSIS06	KIT MANTENIMIENTO ANUAL MICRO SMART CON ISO 6	165 €
KIT1TS	KIT MANTENIMIENTO ANUAL TURBO SMART	125 €
KIT1TSIS018	KIT MANTENIMIENTO ANUAL TURBO SMART CON ISO 18	175 €

COMPLETO

KIT10HTJ1	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO JET 1 SIN ISO 4	345 €
KIT10HTJ1IS04	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO JET CON ISO 4	395 €
KIT10HTJ2	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO JET 2	385 €
KIT10HMS	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO MICRO SMART	290 €
KIT10HMSCUBE	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO MICRO SMART CUBE	305 €
KIT10HTS	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO SMART	320 €



DESCARGA EL
**MANUAL DE
MANTENIMIENTOS
TÉCNICOS CATTANI**

con el listado de repuestos
contenidos en los kits y las
instrucciones de uso.



Descuento del 15%
en tu Kit de
Mantenimiento Cattani
durante la vigencia de la
garantía de tus equipos.



MAGNOLIA CHEMICAL PROFESSIONALS



Productos de desinfección
no agresivos

LA DESINFECCIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL



Sistema de aspiración:

todos los días, al mediodía y al final de la jornada laboral, desinfecte todo el sistema con **Puli-Jet Plus 2.0**.



Sillón dental: limpie los filtros del sillón diariamente, lubricando la junta. Asegúrese que esté puesta siempre una pastilla antiespumógena desinfectante (también para anillo húmedo).



Desinfección de superficies:

no use productos que contengan alcohol o lejía que dañan permanentemente los plásticos. **Eco-Jet 1** desinfecta sin agrietar o envejecer los materiales.

PULI-JET PLUS 2.0

Ref.: 1060922

Nueva formulación:

No deja residuos y películas en las mangueras del sillón.
Perfume más agradable.

Dispositivo médico IIa.

EN 13624 - Ac fungicida o levuricida.

EN 13727 - Ac bactericida.

EN 14561 - Ac bactericida para instrumental.

EN 14562 - Ac fungicida o levuricida para instrumental.

EN 14563 - Ac micobactericida o tuberculicida para instrumental.

EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19).



1 LITRO CUENDE
125 L



Testado contra SARS-COVID-2

29 €/u.

Bote de 1 l.
(Caja 4 botes)



20 ml
10 ml

Instrucciones:

Usar **Pulse Cleaner** y **2,5 l de agua** templada (40-50°) por cada sillón.

Limpieza diaria (1 ó 2 veces al día): **10 ml**

Desinfección (2 veces a la semana): **20 ml**

Desinfección profunda (pacientes de riesgo, cirugía, COVID-19): **doble dosis de 20 ml**

PULSE CLEANER

Ref.: 1040720

Recipiente especial para la **limpieza y desinfección** de sistema de aspiración.

A través de sus pistones, el recipiente creará la turbulencia necesaria para conseguir el mejor resultado de limpieza.

69 €



Conexión para terminales de d. 11 mm y d. 16 mm.

PULI-JET CLASSIC

Ref.: 1040715

Detergente sanitizante antibacteriano.

Dilución al 5%: 100 ml de Puli-Jet Classic en 2 l de agua tibia por cada sillón dental.

30 €/u.

Bote de 5 l.
(Caja 4 botes)



Añade el “kit desinfección
Magnolia” a la compra
de una aspiración CATTANI
y obtén

**1 AÑO MÁS
DE GARANTÍA**

AHORA CON
**PULSE
CLEANER**



KIT DESINFECCIÓN MAGNOLIA

Ref.: Kitmagnolia

Compuesto por:

- 4 x Puli-Jet 2.0
- 1 botella de Eco-Jet Spray
- 1 bote de Eco-Jet Toallitas
- 1 caja Antiespumógenos
- 1 Pulse Cleaner

AHORRE UN
10%

220 €

ECO-JET 1

Desinfección total

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.

De amplio espectro de acción, testado según las siguientes **normativas**

EN 13697 - Bactericida, fungicida y levuricida.

EN 14348 - Actividad micobactericida, incluyendo instrumental.

EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19).

Skin Patch Test - No irritante.



ECO-JET 1 TOALLITAS

Ref.: 1040771

160 toallitas

8,50 €/u.

Caja de 6 u. de 160 toallitas



ECO-JET 1 SPRAY

Ref.: 1040745

Bote de 500 ml

11,50 €/u.

Caja de 4 u. de 500 ml

 **MAGNOLIA**
CHEMICAL PROFESSIONALS

Desinfección y mantenimiento



50
TABLETAS
POR CAJA

ANTIESPUMÓGENO DESINFECTANTE

Ref.: 1040826

Pastillas antiespumógenas desinfectantes para el correcto funcionamiento de todas las aspiraciones dentales.

Evita la contaminación cruzada durante todo el día.

Espectro de acción:

EN 13727 - Actividad bactericida.

EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.

Evita que pase espuma a los motores, bloqueándolos después de tiempo de inactividad prolongados.

36 €/u.

Caja 10 unidades

 **MAGNOLIA**
CHEMICAL PROFESSIONALS

B CLASSIC

AUTOCLAVE CLASE B



Absoluta fiabilidad

Diseñado para garantizar los máximos estándares de confiabilidad y seguridad, un ciclo tras otro.

- Disponible con **tres volúmenes y seis posibilidades de carga de agua** diferentes.
- **Simplifica el trabajo** del operador.
- **Ciclos personalizados** y arranque diferido.
- **Trazabilidad simplificada.**
- **Wifi integrada** para conexión con la nube.
- Todos los modelos conservan las mismas **dimensiones externas (A x H x P): 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A520000

3.885 €

22 litros

Ref.: M7A560000

3.990 €

28 litros

Ref.: M7A530000

4.590 €

B FUTURA

AUTOCLAVE CLASE B



**FUNCIONA
CON AGUA
DEL GRIFO**



Lo mejor reinventado

Creado para simplificar el trabajo. Futura fija los estándares más ambiciosos en el mundo de la esterilización.

- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.
- Todos los modelos conservan las mismas **dimensiones externas** (A x H x P):
480 x 500 x 600 mm.

17 litros

Ref.: M7A540000

4.390 €

22 litros

Ref.: M7A550000

4.660 €

28 litros

Ref.: M7A570000

5.590 €

SUPREME

AUTOCLAVE CLASE B



**FUNCIONA
CON AGUA
DEL GRIFO**



- **Facilidad de uso** con vídeo tutoriales.
- **Wifi integrada** para conexión con la nube.
- **Licencia anual de Di. V.A. (Digital Virtual Assistant)** incluida. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- **Incluye MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom.
- Todos los modelos conservan las mismas **dimensiones externas** (A x H x P): **480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: 7A240000

5.880 €

22 litros

Ref.: 7A241000

6.080 €

28 litros

Ref.: 7A242000

7.025 €

TETHYS T45

TERMODESINFECTADORA (45 CM)

Ref.: M7E200022



CONFORME NORMATIVA EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95° con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora.
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 × 850 × 620.
- Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW.

8.525 €



Incluye instalación

TETHYS D60

TERMODESINFECTADORA (60 CM)

Ref.: M7E200020



CONFORME NORMATIVA EN-15883

- Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental. Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
- La nueva WD4060 incorpora **secado con aire forzado con filtro HEPA**.
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional (también integrada, la profundidad pasa a ser de 630 mm).
- Desinfección a 95°.
- Volumen de cámara de lavado 150 litros.
- Dimensiones (mm): 600 × 850 × 605.

10.945 €



Incluye instalación

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

TETHYS H10 PLUS

Ref.: M7E200300

El primer dispositivo de
desinfección híbrida de Mocom



- 1 DESCONTAMINACIÓN
- 2 LAVADO CON ULTRASONIDOS
- 3 DESINFECCIÓN TÉRMICA
- 4 SECADO CON AIRE CALIENTE FORZADO

4.610 €

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Puerto USB.
- Puerto ethernet (RJ 45).
- 2 cestos portainstrumentos.
- Cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica.
- Filtro HEPA.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP): 470 x 430 x 500 mm.
- Peso neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo (por ciclo): 15 l.
- Carga máxima: 2 kg.

HMD

Ref.: M7E200301

mocom
STERILIZATION FIRST

Accesorio para Tethys H10 PARA EL LAVADO DE PIEZAS DE MANO

Gracias al nuevo accesorio **HDM**, Tethys H10 se convierte también en una **termodesinfectadora para piezas de mano**

990 €

NUEVO




Fase 1




Lavado con
detergente

Fase 2




Aclarado

Fase 3



Termodesinfección

Fase 4



Secado

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10. Permite el lavado, la termodesinfección y el secado de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas de mano de micromotor o piezas de mano de ultrasonidos.

CONTENIDO

- 4 adaptadores para turbina.
- 3 adaptadores para piezas de mano.
- 1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).
- 4 tapones.

Adaptable para todos los modelos Tethys H10. Es necesaria una actualización del software para que la máquina trabaje adecuadamente.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

KITS DE MANTENIMIENTO



KIT MANTENIMIENTO ANUAL CLASSIC 17/22 L. 2019 **110 €**

Contiene dos filtros bacteriológicos (uno cada 6 meses), la junta de la puerta, los filtros SAECO de agua, los filtros INOX para cámara y depósito con sus juntas, un bote de lubricante.

REF. 95509167



KIT MANTENIMIENTO ANUAL CLASSIC FUTURA 28 L. **130 €**

Contiene dos filtros bacteriológicos (uno cada 6 meses), la junta de la puerta, los filtros SAECO de agua, los filtros INOX para cámara y depósito con sus juntas, un bote de lubricante.

REF. 95509168



KIT MANTENIMIENTO ANUAL TETHYS H10 **230 €**

Contiene los filtros de cámara con sus juntas tóricas, filtro HEPA y filtro SAECO.

REF. 95509201



KIT MANTENIMIENTO TRIENAL TETHYS H10 **120 €**

Contiene la bomba de detergente con las piezas necesarias para su mantenimiento.

REF. 95509186



KIT MANTENIMIENTO COMPLETO BOMBA H5P3 (CLASSIC 17 ANTIGUO) **310 €**

Mantenimiento para las bombas de vacío de los Classic 17L 2013.

REF. 95509213



KIT MANTENIMIENTO BOMBA HX10P3 (CLASSIC 17 AÑO 2019) **350 €**

Mantenimiento para las bombas de vacío de los Classic 17, 22 y 28L. (POST-2019).

REF. 95509215



KIT MANTENIMIENTO COMPLETO EVO 10 **560 €**

Mantenimiento para las bombas de Classic 22/28L 2013, Futura y Supreme.

REF. 97740188

mectron

PIEZOSURGERY® **TOUCH**

BASIC 1

Ref.: 05120054

7.490 €

Pieza de mano con led orientable "all-in-one".

Pantalla táctil:

Más ergonómica y fácil de usar. Basta con el movimiento de un dedo.



REGALO DE 2 KITS

a elegir entre entre*:

Kit de Osteotomía Ref. 01520010 valorado en **886 €**

Kit Sinus Lift lateral Ref. 0150023 valorado en **757 €**.

*Pueden ser los dos iguales o diferentes.

3+1

Además, si compras 3 insertos de Piezosurgery, **llévate otro sin cargo** (el de menor coste).

CONTENIDO

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Sets de irrigación.
- 1 Maletín de transporte.



PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

mectron

PIEZOSURGERY® **WHITE**

CON PIEZA DE MANO
Ref.: 05120063PM

4.990 €

Trabajo eficiente.
Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.
Sistema feedback.
Ajuste de potencia automatizado.
Ergonomía.
Fácil manejo y limpieza.
Configuraciones orientadas a la cirugía.



REGALO

a elegir entre entre:

Kit de Osteotomía Ref. 01520010 valorado en **886 €**

Kit Sinus Lift lateral Ref. 0150023 valorado en **757 €**.

3+1

Además, si compras 3 insertos de Piezosurgery, **llévate otro sin cargo** (el de menor coste).

CONTENIDO

- Dispositivo Piezosurgery con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgery.
- Cable de alimentación.
- 1 Maletín de transporte.

INCLUYE PIEZA DE MANO LED.



mectron

KIT DE ELEVACIÓN SINUSAL POR VÍA CRESTAL

Ref.: 01520026

790 €

*Incluye 1 porta insertos de acero inoxidable.



¡NUEVO!

PIEZOSURGERY® es mundialmente conocido por su protección de tejidos blandos, y permite junto a estos novedosos insertos, acceder al suelo sinusal y elevar la membrana de Schneider sin perforarla.

Este conjunto de 4 insertos permite la eliminación suave de hueso del suelo del seno, quedando un anillo de hueso con la membrana de Schneider intacta, que luego se puede levantar suavemente con osteotomías.

CONTENIDO

- Insert PLO419 Ref. 03370030
- Insert PLO527 Ref. 03370031
- Insert PLO631 Ref. 03370032
- Insert PLO719 Ref. 03370033

KIT EXTRACCIÓN TERCER MOLAR

Ref.: 01520025

695 €

¡NUEVO!



Elevador EXL1 | Ref. 03400008 | **169 €**

Muy versátil. Permite efectuar una sola maniobra de luxación y extracción radicular al mismo tiempo.

Elevador EXL2 | Ref. 03400009 | **169 €**

Al ser más corto, tiene un radio de acción más reducido, pero permite ejercer una mayor fuerza.

Elevador EXL3 | Ref. 03400010 | **169 €**

Está dedicado principalmente al desbridamiento alveolar y/o a la eliminación de fragmentos radiculares del alvéolo extractivo.

Inserto EX1 | Ref. 03400001 | **125 €**

Inserto SLO-H | Ref. 03370025 | **165 €**

Incluye un portainseros

mectron



COMBI TOUCH

LA EVOLUCIÓN DE LA PROFILAXIS

Ref.: 05020015008

5.990 €

Combi Touch® incluye **8 botes de polvo de bicarbonato POWDER SOFT** (4 sabor limón y 4 sabor menta).

+8

3+1

Además, si compras 3 insertos de scaling, **llévate otro sin cargo** (el de menor coste).

CONTENIDO PERIO

- Pieza de mano led SLIM
- Botella de 500 ml
- Tapón de seguridad
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9
- 2 botes polvo Glycine® 160 g
- 2 insertos: S1S + P3**

Ahora, **COMBI TOUCH PERIO + CARRO UNIVERSAL E**
6.690 €



Ref: 05020015008K

% DTO.

50

en la contratación del 1^{er} mantenimiento anual si se realiza en la compra.



El mantenimiento regular de los equipos permite:

- **Asegurar la eficacia**
- **Evitar la rotura**
- **Mejorar seguridad**
- **Extender la vida útil**
- **Cumplimiento normativo**

PLAN ANUAL COMBI TOUCH

- **Equipo de sustitución** en caso de avería o mantenimiento.
- La sustitución de las siguientes **piezas**:

Artículo 00410086
O- RING 6X1 HNBR NEGRO 75 SHORE 1

Artículo 01640008
MICROINTERRUPTOR OMRON D2FL 1

Artículo 00410073
O- RING 2,50X1,20 VERDE VITON 70 SH 2

Artículo 00400007
TUBO SIATPUR 1,6x4 1

Artículo 00410037
O- RING 3X1 ROJO SILICONA 70 SH 1

Artículo 00400001
TUBO POLIURETANO NO TOXICO 2x1 1

Artículo 00410007
JUNTA TORICA 7.66X1.78 NBR 2

Artículo 00410007
JUNTA TORICA 7.66X1.78 NBR 1

Artículo 00410139
O- RING 7.2X0.8 BLACK VITON 70 SH 1

Artículo 03210001
BOMBA MULTIPIEZOL GIRATORIA 1

Artículo 00410014
JUNTA TÓRICA 2,90X1,78 VITON 4

Artículo 00420004
FILTRO DE AGUA 1

Artículo 02790115
ACTUADOR LENGÜETA MECANIZADO 1

% DTO.

50

en la contratación del
1^{er} mantenimiento anual
si se realiza en la
compra.

390 €/año

Mientras esté vigente el plan, los portes del equipo propiedad del usuario serán cubiertos por el prestador del servicio. Los portes del equipo de sustitución serán cubiertos por el usuario.

CURSO NUEVOS ENFOQUES DE TRATAMIENTO DE PERIODONCIA

¿Cómo podemos afrontar la Periimplantitis?

Los implantes afectados por periimplantitis son cada vez más habituales en nuestra consulta. Es fundamental saber realizar un diagnóstico y conocer las distintas modalidades de tratamiento a aplicar según la situación.

El **objetivo** es eliminar la infección pero también permitir un adecuado mantenimiento de las condiciones de salud alrededor del implante y poder obtener una estética adecuada.

Hoy en día disponemos de varios métodos y la tendencia actual es hacia el uso de los menos invasivos disponibles, como el uso de polvos y medios adicionales y abordajes quirúrgicos que intentan preservar los tejidos lo máximo posible.

La presentación **explicará paso a paso los diferentes enfoques terapéuticos** desde el no quirúrgico hasta el quirúrgico. Una **sesión práctica** completará el curso brindando consejos que se aplicarán en la práctica clínica diaria.

FECHA 9 NOVIEMBRE, DE 9:30 A 17:30H


LUGAR HOTEL MAYDRIT. C/ PIRAGUA 1. BARAJAS 28042. MADRID

PONENTE MARÍA GABRIELLA GRUSOVIN

Especialista en Periodoncia e implantología, Jönköping (Suecia).

Instructora senior de enseñanza clínica en la universidad de Manchester (2007-2011).

Profesora adjunta (2014-2016) y asesora científica en Periodoncia e investigación estomatológica - Departamento de Odontología San Raffaele (Milano).



Inscripción



mectron



MULTIPIEZO TOUCH

SISTEMA DE LIMPIEZA
POR ULTRASONIDOS

Ref.: 05060023

2.190 €

CONTENIDO

- 1 Multipiezo Touch.
- 1 Pieza de mano led SLIM
- 2 insertos: S1S y P3.
- 2 botellas de 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.



Incluimos sin cargo
2 insertos a elegir

+2

Nueva pieza
de mano SLIM
pesa solo

55 g



EXTRACCIONES
MENOS INVASIVAS

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

mectron

MICROPIEZO

GENERADOR DE ULTRASONIDOS

Ref.: 05080013

1.290 €

El nuevo **Micropiezo** es un equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el **Soft Mode** para pacientes con hipersensibilidad.

CONTENIDO

- 1 Pieza de mano led SLIM
- 1 inserto S1S.
- 1 inserto P3.
- 1 botella de 500 ml.
- 1 pedal.



**IRRIGACIÓN
INDEPENDIENTE**

Comprando
un Micropiezo
ampliamos la
GARANTÍA a

3 años



WIFI



PANTALLA
TÁCTIL



SOFT MODE



Nueva pieza
de mano SLIM
pesa solo

55 g

Dentaport Root ZX

Ref.: 886900

Localizador de ápices

Resultados muy precisos independientemente de la presencia de irrigación o sangre en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias a la pantalla en colores.

1.395 €



+10

CAJAS DE LIMAS

Comprando Dentaport Root ZX se incluyen sin cargo 10 cajas de limas MANI Dfinder (valor regalo: 104 €)

OBTENGA UN SISTEMA COMPLETO PARA SU TRABAJO ACTUALIZANDO DENTAPORT ROOT ZX CON EL **NUEVO MOTOR DE ENDODONCIA DENTAPORT OTR MÓDULO.**

Dentaport OTR Módulo

Ref.: 6907

Pieza de mano con un peso de solo 90 g

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

Se controla desde el módulo Dentaport Root ZX.

2.395 €



Pieza de mano con un peso de solo

90 g

TriAuto ZX2+

Ref.: 6962


Nuevo motor de endodoncia inalámbrico localizador de ápices integrado y movimiento reciprocante.

Para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140g.

2.650 €

Funciones únicas OGP2 (Glide Path) y OTR (Twist Motion), patentadas por Morita. Resultados absolutamente fiables y seguros en todo momento.

- Función OGP2
- Función OTR
- Auto Start/Stop
- Forward and Reverse Rotation
- Optimal Apical Stop
- Auto Torque Down
- Auto Torque Reverse
- Auto Apical Slow Down
- Auto Apical Stop
- Auto Apical Reverse
- Apical Torque Down



MORITA



NUEVO

Ahora con movimiento reciprocante



+10 CAJAS DE LIMAS

Comprando TriAuto ZX2+ se incluyen sin cargo 5 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 mm y 5 cajas de limas Jizai kit 25 mm (valor regalo: 258 €)

Root ZX Mini

Ref.: 6951150

Localizador de ápices

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa.

895 €

Puede conectarse con el motor de endodoncia TriAuto Mini Plus mediante conexión USB.



Tri Auto Mini Plus

Ref.: 06970

Motor de endodoncia inalámbrico de rotación continua

- 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1.000 rpm
- 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm)
- Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque down

1.650 €

ADAPTABLE PARA PERSONAS
DIESTRAS Y ZURDAS



NUEVO
DISEÑO



+7

CAJAS DE LIMAS

Comprando Root ZX Mini se incluyen sin cargo 7 cajas de limas MANI Dfinder (valor regalo: 72 €)



Pieza de mano
con un peso
de solo

80 g



+8

CAJAS DE LIMAS

Comprando Tri Auto Mini Plus se incluyen sin cargo 4 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 y 4 cajas de limas Jizai kit 25 mm (valor regalo: 172 €)

Puede conectarse con el localizador de ápice Root ZX Mini mediante conexión USB.



**TURBINAS Y
CONTRA ÁNGULOS**

2 AÑOS
de garantía

MORITA

TwinPower

Turbinas con sistema
de doble rotor.

Retroaspiración nula.

Rodamientos cerámicos.

370.000 rpm.

Turbinas con luz (25.000 lux).

Triple spray.

Parada inmediata.

Cabezas normal y mini.

**CON
LUZ**



20 W (consultar conexión)

**TwinPower Ultra E
PAR-4HUEX-O**

Ref.: 2541

850 €

**CON
LUZ**



18 W (consultar conexión)

**TwinPower Ultra M
PAR-4HUMX-O**

Ref.: 2540

850 €



Diseño ergonómico.

Tamaño reducido.

Peso mínimo.

Velocidad de giro máx. 42.000 rpm.

**Contra ángulo con luz
TorqTech CA-DC-O 1:1**

Ref.: 2440

1.290 €

INDICADO PARA PREPARACIÓN,
PROFILAXIS Y ENDODONCIA

Veraview 3D X800



Panorámico y 3D todo en uno.
Cefalostato opcional.
Tecnología japonesa **Morita**.



Consulte las condiciones

INCLUYE

- Instalación y transporte
- Ordenador y pantalla "monitor médico"
- Formación y soporte
- 3 años de garantía

11 FOV (volúmenes diferentes) desde \varnothing 40 x H 40 mm hasta \varnothing 150 x H 140 mm.

Reducción de artefactos con tecnología patentada de Morita.

Programa exclusivo modo Endo con alta resolución y diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM, senos y posible segmentación vertical y horizontal.

Control de Kv y mA automático.

Veraview IC5 HD



Panorámico de alta resolución.
Tecnología japonesa **Morita**.
Excelencia en radiología



Panorámicas para adultos y niños
con baja radiación.

Exposición de 5,5 segundos.

Programas para ATM.

Control de Kv y mA automático.

Consulte las condiciones

INCLUYE

- Instalación y transporte
- Ordenador y pantalla "all in one"
- Formación y soporte
- 3 años de garantía

- Longitud de onda: 980 nm.
- Potencia 10 watts CW.
- Pantalla táctil 7" ancho.
- 35 Programas personalizables.
- Selección Menú de Favoritos.
- Puntas Autoclavables.
- Arco-tip para blanqueamiento.
- Menú multilingüe.
- 2 años de garantía.

LÁSER DIODO

Ref.: LAMED0022

6.290 €



REGALO de:

1 HORA DE FORMACIÓN ON LINE

1 CAJA DE 5 PUNTAS de fibra óptica para cirugía



WIRELESS



TOUCH SCREEN



TIME CONTROL

CONTENIDO

- 3 x gafas de protección láser.
- Pedal de control inalámbrico.
- Fuente de alimentación con cable.
 - Señal de advertencia Láser.
 - Kit pieza de mano con fibra.
- 3 cajas de puntas autoclavables.
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento.
 - Guía de inicio rápido.
 - Estuche de transporte.

3 longitudes de onda:

450, 635 y 980 nm

Recuperación post quirúrgica más satisfactoria

- ▶ Potencia: 10W.
- ▶ Frecuencia: hasta 25 kHz.
- ▶ Efecto térmico reducido.
- ▶ Fibra flexible y puntas autoclavables.
- ▶ Unidad portátil con pedal inalámbrico.
- ▶ Software intuitivo.

LÁSER DIODO

Ref.: LAMED0093

9.450 €



REGALO de:

1 HORA DE FORMACIÓN ON LINE

1 CAJA DE 5 PUNTAS de fibra óptica para cirugía



CONTENIDO

- 3 x gafas de protección láser.
- Pedal de control inalámbrico.
- Fuente de alimentación con cable.
- Señal de advertencia Láser.
- Kit pieza de mano con fibra.
- 3 cajas de puntas autoclavables.
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento.
- Guía de inicio rápido.
- Estuche de transporte.

PIEZA DE MANO DIRECTO

BENEFICIOS

- Induce analgesia.
- Reduce la inflamación.
- Acelera el proceso de curación.
- Regeneración de tejidos blandos.



Ref. MEDHAT02

290 €*

*al comprarla junto con el TRIPLLO.



DIRECTO

Pieza de mano para bioestimulación

Ref.: MEDHATO2

990 €

Comprando la **PIEZA DE MANO DIRECTO** junto con el **LÁSER TRIPLO**, el precio es de **290 €**

La **fotobiomodulación (PBM)** es la aplicación de luz láser de baja intensidad para aumento del metabolismo celular.

BENEFICIOS

Induce analgesia (Disminución del dolor).

Reduce de la inflamación.

Acelera el proceso de curación de heridas.

Promueve la regeneración de tejidos blandos.



490 €

Pieza de mano tipo campana para ATM

Ref.: MEDBELO1

Puntas fibra óptica autoclavables



Punta de fibra óptica verde con diámetro de 200/15 mm, para **endodoncia**. Caja con 5 unidades

Ref.: MEDTIPO2

59 €



Punta de fibra óptica amarilla con diámetro de 300/5 mm, para **cirugía**. Caja con 5 unidades

Ref.: MEDTIPO3

59 €



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400/10 mm, para **periodoncia**. Caja con 5 unidades

Ref.: MEDTIPO4

59 €



Punta de fibra óptica radial rosa con diámetro de 400 mm para **periodoncia**. **Perimplantitis**. Caja con 4 unidades

Ref.: MEDTIPO4R

84 €



395 €

Pieza de mano blanqueamiento hemiarcada

Ref.: MEDWITO1S



370 €

Pieza de mano para bioestimulación intrabucal

Ref.: MEDBIO01



Gafas de protección

LÁSER PRIMO

Ref.: MEDEYE01

Protección para operadores y pacientes adecuadas para colocar sobre montura sobre gafas graduadas. Gafas para láseres infrarrojos (rango de 800 y 1100 nm).

295 €



Gafas de protección

LÁSER TRIPLO

Ref.: MEDEYE03

Protección para operadores y pacientes adecuadas para colocar sobre montura sobre gafas graduadas. Gafas para láseres multilongitudes de onda (rango 450 nm, 635/650 nm y 980 nm).

350 €



Maleta de metal

Ref.: MEDCAS01

Maletín de transporte con una estructura metálica para asegurar la línea de láseres Primo y Triplo.

190 €

Kit de blanqueamiento PURO

Ref: MEDWIT02

CADA CAJA CONTIENE

- 1 Jeringa 5g. Gel Blanqueador con peróxido de hidrógeno + 2 puntas.
- 1 Jeringa 1,2ml líquido para barrera gingival + 1 punta.

Cada jeringa es suficiente para 2 tratamientos.

109 €

MEDENCY
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

qualinx.

iRay 70

Ref.: 706T0001

**Tubo de rayos X
periapical**

2.550 €



Con **iRay 70** tienes lo mejor de la tecnología de corriente continua CC y alta frecuencia, con la mínima dosis de radiación

Alcanza una distancia entre objetivo y piel de 30 cm.

Máximas prestaciones y una insuperable atención a la salud y al confort del paciente gracias al generador CC con potencia regulable.

El PDA de control inteligente está dotado de una amplia pantalla, donde se indica tiempo y exposición de dosis.

El radiográfico está dotado de brazos de aluminio extruido con sistema de autoequilibrado integrado y orientable en 4 direcciones.

- Punto focal de 0,4 mm
- Accionador práctico e intuitivo
- Brazo de extensión de 60 ó 90 cm
- Opción de estructura rodante

orangedental
premium innovations



Medición calibrada
con una presión exacta de

20g

Sonda periodontal

Pa-On

Ref.: PAN0491000

4.395 €

La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal. Diagnóstico más sencillo, rápido y estandarizado gracias al software Parobyzz.

NOVEDAD

El software Parobyzz se puede instalar hasta en 10 equipos.

Sin licencias anuales.

Sistema abierto integrable con software de clínica.

CONTENIDO

- Docking Station.
- Software ParoByzz Perio.
- 10 puntas monouso.



Ergonómico e Inalámbrico:

Se puede trabajar con Pa-On como una sonda convencional.

Atención técnica:

Soporte informático y telefónico.

Mínima molestia para el paciente:

Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.



REGALO de:

1 CAJA DE 10 PUNTAS

(ZUBPAON0491000)



1 PAQUETE DE 50 FUNDAS PROTECTORAS

(ZUBPAON 491040)



Encuentra las **mejores marcas en:**

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incotrading.net

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net



Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso / Gastos de envío no incluidos. En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.