

# OFERTAS

Y PROMOCIONES

julio / agosto 2024

**PRORROGADO**  
hasta el **30**  
de **septiembre**

**incotrading**

Encuentra las **mejores marcas**





Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



# TURBO SMART TS

**ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS\***

**NEW**  
AHORA MÁS  
EFICIENTE  
QUE NUNCA

El nuevo estándar en aspiración dental para tu clínica.

- Menos pérdidas de carga y más aspiración en las cánulas.
- Filtro HEPA H14 de serie.
- WiFi y control técnico remoto sin licencias.
- Menor nivel sonoro.
- Menor consumo eléctrico y calor generado.

## CARACTERÍSTICAS VERSIÓN A/B (password no incluida de serie).

Potencia:

**1.5kW - 6.5A / 2kW - 9A**

Caudal máximo:

**1.600 l/min. / 2.000 l/min.**

Nivel de vacío: **210 mbar**

Velocidad máxima: **80 hz / 100 hz**

Nivel sonoro: **67.5 dB**

Dimensiones (mm): **435 x 344 x 744**



**3-5**



**Versión A** hasta 3 equipos

**Versión B** hasta 5 equipos

Con separador  
de amalgama ISO 18

Ref.: 1035165

**4.590 €**

Sin separador  
de amalgama

Ref.: 1035155

**3.990 €**

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



# TURBO SMART HP

**ASPIRACIÓN PARA 4 - 5 EQUIPOS\***

Más potencia y más seguridad que nunca.

Hasta 340 mbar de vacío y dos motores en serie. En caso de avería de un motor, el otro seguirá aspirando como una Turbo Smart B.


Potencia:  
**2.7kW**

Presión de trabajo:  
**340 mbar**

Caudal máximo:  
**1.915 l/min.**

Caudal efectivo a 300 mbar: **740 l/min.**

Caudal efectivo a 240 mbar: **1.020 l/min.**



**4-5\*** 

\*Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

Con separador de amalgama  
Ref.: 1035145

**6.790 €**

Sin separador de amalgama  
Ref.: 1035140

**5.990 €**



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



La versión con separador incluye una **válvula de fondo de línea**. Ref.: 1203770

## TURBO JET 1 MODULAR

ASPIRACIÓN PARA 1 EQUIPO

Potencia:

**0.42kW - 4A**

Caudal máximo:

**650 l/min.**

Presión de trabajo:

**130 mbar**

Nivel sonoro:

**61 dB (A)**

Dimensiones (mm):

**540 x 450 x 380**



Con separador de amalgama ISO 4

Ref.: 1029610

**2.220 €**

Sin separador de amalgama

Ref.: 1026110

**1.410 €**

## TURBO JET 2 MODULAR

ASPIRACIÓN PARA 1 - 2 EQUIPOS

Ref.: 1026210

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama.

Potencia:

**0.8kW - 6.1A**

Caudal máximo:

**650 l/min.**

Presión de trabajo:


**230 mbar**

Nivel sonoro:

**65 dB**

Dimensiones (mm):

**560 x 440 x 380**



**2.260 €**



PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.





Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



## MICRO SMART

ASPIRACIÓN PARA 1 - 2 EQUIPOS

Potencia:  
**1.12kW - 8A**

Caudal máximo:  
**900 l/min.**

Presión de trabajo:  
**210 mbar**

Nivel sonoro:  
**64-71 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**370 x 340 x 590**



Puedes incluir el **panel de control** a tu Micro Smart sin separador de amalgama **por solo 270 €** (PVP normal: 431 €).



1-2

Con separador de amalgama ISO 6  
Ref.: 1035060

**3.150 €**

Sin separador de amalgama  
Ref.: 1035050

**2.430 €**

## MICRO SMART CUBE

ASPIRACIÓN PARA 1 - 2 EQUIPOS

Potencia:  
**0.95kW - 4A**

Caudal máximo:  
**1.000 l/min.**

Presión de trabajo:  
**210 mbar**

Nivel sonoro:  
**59 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**420 x 350 x 470**



1-2

Con separador de amalgama ISO 6  
Ref.: 1035030

**3.750 €**

Sin separador de amalgama  
Ref.: 1035031

**3.360 €**



Obtén 1 año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.



## TURBO SMART

ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS

Potencia:

**1.5kW - 6.5A**

Caudal máximo:

**1.400-1.700 l/min.**

Presión de trabajo:

**210 mbar**

Nivel sonoro:

**68.4-73.7 dB (A)**

Dimensiones (mm):

**390 x 350 x 630**



**3-5**

**Versión A** hasta 3 equipos

**Versión B** hasta 5 equipos

**Con separador de amalgama ISO 18**

Ref.: 1035115

**4.250 €**

**Sin separador de amalgama**

Ref.: 1035105

**3.590 €**

## TURBO SMART CUBE

ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS

Potencia:

**1.2kW - 5.5A**

Caudal máximo:

**1.400-1.800 l/min.**

Presión de trabajo:

**210 mbar**

Nivel sonoro:

**60 dB (A)**

Dimensiones (mm):

**500 x 370 x 650**



**3-5**

**Versión A** hasta 3 equipos

**Versión B** hasta 5 equipos

**Con separador de amalgama ISO 18**

Ref.: 1025120

**4.690 €**


**Sin separador de amalgama**

Ref.: 1035121

**4.020 €**

# LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LOS AEROSOLES ES UNA ASPIRACIÓN POTENTE

El uso de aspiración de alto volumen (HVE) permite la reducción de este tipo de contaminación en más de un 90%\*.



Potencia tu **TURBO SMART** o **TURBO SMART CUBE** con la password de ampliación y  **aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.800 l/min.**



## PASSWORD

PARA AMPLIACIÓN A TURBO SMART B

Ref.: 1035500

**625 €**



\*Encuentra aquí la bibliografía completa con los artículos científicos sobre este tema:  
<https://tecnologiaparasalud.com/mejorar-sistema-aspiracion-clinica-dental/>



Obtén 1 año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.



# TURBO SMART 2V

ASPIRACIÓN PARA 3 - 5 EQUIPOS\*

Potencia:

**2kW - 9A**

Caudal máximo:

**1.800 l/min.**

Presión de trabajo:

**280 mbar**

Nivel sonoro:

**70 dB (A)**

Dimensiones (mm):

**390 x 350 x 630**

SOFTWARE DE AMPLIACIÓN INCLUIDO



**3-5\***



\*Depende de la preinstalación y distancia.

Con separador de amalgama ISO 18

Ref.: 1035135

**5.100 €**

Sin separador de amalgama


Ref.: 1035130

**4.350 €**

# PLANIFIQUE SU CLÍNICA PARA TRABAJAR CON LA MÁXIMA SEGURIDAD

**Sistema tradicional:** cada aspiración está conectada a sus sillones. En caso de avería, estos sillones se quedan inutilizables.

**Sistema en paralelo:** las aspiraciones trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose en automático y regulando la velocidad en función de la carga de trabajo.



## SEGURIDAD

En caso de imprevistos en una de las aspiraciones, la otra seguirá trabajando, permitiendo el uso de cualquier sillón.

## POTENCIA

Las aspiraciones trabajan juntas, ayudándose y maximizando el rendimiento.

## MENOR MANTENIMIENTO

Las aspiraciones se reparten constantemente el trabajo, reduciendo el desgaste promedio.






Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



## TÁNDEM MICRO SMART



Estructura no incluida.

**3-4**

Caudal máximo:  
**1.800 l/min.**

Presión de trabajo:  
**210 mbar**

Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282)

Con separador de amalgama

Ref.: 1035060PAR

**6.200 €**

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035050PAR

**4.760 €**

## TÁNDEM TURBO SMART A



Estructura no incluida.

**4-6**

Caudal máximo:  
**2.800 l/min.**

Presión de trabajo:  
**210 mbar**

Con separador de amalgama

Ref.: 1035115PAR

**7.890 €**

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105PAR

**6.790 €**

## TÁNDEM TURBO SMART 2V



Estructura no incluida.

**6-9**

Caudal máximo:  
**3.400 l/min.**

Presión de trabajo:  
**280 mbar**

Con separador de amalgama

Ref.: 1035135PAR

**9.420 €**

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130PAR

**8.320 €**



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



# BLOK-JET SILENT

Sistema integrado de compresión y aspiración para clínicas dentales

## BLOK-JET SILENT 1

COMPUESTO DE:

**Micro Smart**

**Compresor AC 200**

Dimensiones (mm):

**727 x 577 x 1.583**

**HASTA 2 EQUIPOS  
SIMULTÁNEAMENTE**

**Sin separador  
de amalgama**

Ref.: 1073501

**13.790 €**

**Con separador  
de amalgama ISO 6**

Ref.: 1073500

**14.450 €**

## BLOK-JET SILENT 2

COMPUESTO DE:

**Turbo Smart B**

**Compresor AC 300**

Dimensiones (mm):


**757 x 607 x 1.936**

**HASTA 5 EQUIPOS  
SIMULTÁNEAMENTE**

**Sin separador  
de amalgama**

Ref.: 1073521

**16.750 €**



INVERTER  
CONTROL



AMALGAM  
RETENTION

**Con separador**

**de amalgama ISO 18**

Ref.: 1073520

**16.990 €**

Añada el  
**KIT  
DESINFECCIÓN  
MAGNOLIA**  
a su nueva aspiración  
y obtenga **1 año más  
de garantía.**

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



## SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

# ASPI-JET 6

Ref.: 1010010

Aspiración móvil completamente autónoma.

Potencia:  
**0.4kW - 3.1A**

Caudal máximo:  
**1.250 l/min.**

Presión máxima de vacío:  
**130 mbar**

Nivel sonoro:  
**65 dB**

Vaciado manual de vaso.  
Capacidad del vaso:  
**4 litros**

Dimensiones (mm):  
**500 x 350 x 760**



**2.650 €**

# ASPI-JET 9

Ref.: 1010040

Aspiración móvil para quirófano dental.

Potencia:  
**0.4kW - 3.1A**

Caudal máximo:  
**1.250 l/min.**

Presión máxima de vacío:  
**130 mbar**

Nivel sonoro:  
**65 dB**

Vaciado automático, escupidera y agua al vaso

Dimensiones (mm):  
**500 x 350 x 760**



**3.840 €**



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



**ASPIRACIÓN EN SECO**

# UNI-JET 75

Ref.: 1020322




Potencia:  
**0.4kW - 3.1A**

Caudal máximo:  
**1.250 l/min.**

Presión máxima de vacío:  
**130 mbar**

Nivel sonoro:  
**62 dB**

Dimensiones (mm):  
**232 x 246 x 251**



**495 €**

# UNI-JET 75 CARENADO

Ref.: 1020274



Versión insonorizada

Potencia:  
**0.4kW - 3.1A**

Caudal máximo:  
**1.250 l/min.**

Presión máxima de vacío:  
**130 mbar**

Nivel sonoro:  
**58 dB**

Dimensiones (mm):  
**315 x 280 x 330**



**845 €**



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



CONSIGUE  
**5 AÑOS DE GARANTÍA**

Regístrala en:  
[www.incotrading.net/registro-garantias-cattani](http://www.incotrading.net/registro-garantias-cattani)  
y consigue 2 años extra (total 5).



# AC 100

## COMPRESOR PARA 1 EQUIPO

Ref.: 1013130

Potencia:  
**0.55kW - 3.8A**

Aire efectivo  
suministrado a 5bar:  
**67,5 l/min.**

Capacidad de depósito:  
**30 l**

Nivel sonoro:  
**70 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**620 x 460 x 720**



Incluye 1 filtro  
**HEPA H14 AC\***  
Ref.: 1168523

**1.950 €**

# AC 100 Q

## COMPRESOR PARA 1 EQUIPO

Ref.: 1013150

Potencia:  
**0.55kW - 3.8A**

Aire efectivo  
suministrado a 5bar:  
**67,5 l/min.**

Capacidad de depósito:  
**30 l**

Nivel sonoro:  
**63 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**660 x 600 x 860**



Incluye 1 filtro  
**HEPA H14 AC\***  
Ref.: 1168523

**2.990 €**

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.





Obtén 1 año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.



CONSIGUE  
**5 AÑOS DE GARANTÍA**

Regístrala en:  
[www.incotrading.net/registro-garantias-cattani](http://www.incotrading.net/registro-garantias-cattani)  
y consigue 2 años extra (total 5).



# AC 200

**COMPRESOR PARA 2 - 3 EQUIPOS**

Ref.: 1013230

Potencia:  
**1.2kW - 7.7A**

Aire efectivo suministrado a 5bar:  
**160 l/min.**

Capacidad de depósito:  
**30 l**

Nivel sonoro:  
**71 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**620 x 460 x 720**



**2-3**

**1X**

Incluye 1 filtro  
**HEPA H14 AC\***  
Ref.: 1168523

**2.730 €**

# AC 200 Q

**COMPRESOR PARA 2 - 3 EQUIPOS**

Ref.: 1013250

Potencia:  
**1.2kW - 7.7A**

Aire efectivo suministrado a 5bar:  
**160 l/min.**

Capacidad de depósito:  
**30 l**

Nivel sonoro:  
**63 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**660 x 600 x 860**



**2-3**

**1X**

Incluye 1 filtro  
**HEPA H14 AC\***  
Ref.: 1168523

**3.650 €**

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



Obtén **1 año extra de garantía** comprando el **kit Magnolia** con tu nueva aspiración Cattani.



CONSIGUE  
**5 AÑOS DE GARANTÍA**



Regístrala en:  
[www.incotrading.net/registro-garantias-cattani](http://www.incotrading.net/registro-garantias-cattani)  
y consigue 2 años extra (total 5).

# AC 300

**COMPRESOR PARA 4 - 5 EQUIPOS**

Ref.: 1013330

Potencia:  
**1.5kW - 10.2A**

Aire efectivo  
suministrado a 5bar:  
**238 l/min.**

Capacidad de depósito:  
**45 l**

Nivel sonoro:  
**73,6 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**620 x 520 x 750**



**4-5**

**1X**

Incluye 1 filtro  
**HEPA H14 AC\***  
Ref.: 1168523

**3.440 €**

# AC 300 Q

**COMPRESOR PARA 4 - 5 EQUIPOS**

Ref.: 1013350

Potencia:  
**1.5kW - 10.2A**

Aire efectivo  
suministrado a 5bar:  
**238 l/min.**

Capacidad de depósito:  
**45 l**

Nivel sonoro:  
**63 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**720 x 600 x 970**



**4-5**

**1X**

Incluye 1 filtro  
**HEPA H14 AC\***  
Ref.: 1168523

**4.390 €**

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



Obtén 1 año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.



CONSIGUE  
**5 AÑOS DE GARANTÍA**

Regístrala en:  
[www.incotrading.net/registro-garantias-cattani](http://www.incotrading.net/registro-garantias-cattani)  
y consigue 2 años extra (total 5).



# AC 400

**COMPRESOR PARA 6 EQUIPOS**

Ref.: 1013430 MONOFÁSICO

Ref.: 1013435 TRIFÁSICO

Potencia:

**2.4kW - 15.4A  
(3kW - 7.2A)**

Caudal efectivo a 5 bar:

**320 N L/min.**

Capacidad de depósito:

**100 l**

Nivel sonoro:

**73 dB (A)**

Dimensiones (mm):

**1.155 x 550 x 745**



Incluye 2 filtros  
**HEPA H14 AC\***

Ref.: 1168523

**5.890 €**

# AC 600

**COMPRESOR PARA 10 EQUIPOS**

Ref.: 1013530 MONOFÁSICO

Ref.: 1013535 TRIFÁSICO

Potencia:

**3kW - 20.4A  
(3kW - 7.4A)**

Caudal efectivo a 5 bar:

**476 N L/min.**

Capacidad de depósito:

**150 l**

Nivel sonoro:

**74 dB (A)**

Dimensiones (mm):

**1.320 x 590 x 890**



Incluye 2 filtros  
**HEPA H14 AC\***

Ref.: 1168523

**7.190 €**

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



CONSIGUE  
**5 AÑOS  
DE GARANTÍA**

Regístrala en:  
[www.incotrading.net/registro-garantias-cattani](http://www.incotrading.net/registro-garantias-cattani)  
y consigue 2 años extra (total 5).



# COMPRESORES CAD CAM

Todos los compresores trabajan **hasta 10 bar de presión** para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes. Disponibles en versiones tanto monofásicas como trifásicas.

## AC 310

Ref.: 1013310 MONOFÁSICO  
Ref.: 1013313 TRIFÁSICO

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min



Aire efectivo a 8 bar:  
**160 N l/min**

Capacidad de depósito:  
**45 l**

Nivel sonoro:  
**73,6 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**620 x 520 x 750**

**3.590 €**

## AC 410

Ref.: 1013410 MONOFÁSICO  
Ref.: 1013413 TRIFÁSICO

Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min



Aire efectivo a 8 bar:  
**215 N l/min**

Capacidad de depósito:  
**100 l**

Nivel sonoro:  
**73 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**1.155 x 550 x 745**

**6.850 €**







CONSIGUE  
**5 AÑOS  
DE GARANTÍA**

Regístrala en:  
[www.incotrading.net/registro-garantias-cattani](http://www.incotrading.net/registro-garantias-cattani)  
y consigue 2 años extra (total 5).



# AC 610

Ref.: 1013510 MONOFÁSICO

Ref.: 1013513 TRIFÁSICO

Para fresadoras con  
un consumo máximo  
de 220 N l/min

Aire efectivo a 8 bar:  
**330 N l/min**

Capacidad de depósito:  
**150 l**

Nivel sonoro:  
**74 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**1.320 x 590 x 890**



**8.350 €**

# AC 910

Ref.: 1013578 TRIFÁSICO


Grandes sistemas  
de fresado o sistemas  
centralizados de aire  
comprimido

Aire efectivo a 8 bar:  
**495 N l/min**

Capacidad de depósito:  
**300 l**

Nivel sonoro:  
**75 dB (A)**

Dimensiones (mm):  
**1.800 x 810 x 1.000**



**14.670 €**



# CAMPANA DE INSONORIZACIÓN PARA COMPRESORES

Para interiores y exteriores

Ref.: 1010800

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve.

Para climas fríos y calientes.

El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

Nivel sonoro: **51 db (A)**

Dimensiones (mm):  
**870 x 700 x 890**

**1.790 €**



# MANTENIMIENTO COMPRESORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OFERTA
--------	-------------	--------

## ANUAL

<b>KIT1AC100H14</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL AC 100 CON HEPA H14	<b>130 €</b>
<b>KIT1AC200H14</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL AC 200 CON HEPA H14	<b>160 €</b>
<b>KIT1AC300H14</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL AC 300 CON HEPA H14	<b>185 €</b>

## TRIENAL

<b>KIT3AC100H14</b>	KIT MANTENIMIENTO TRIENAL AC 100 CON HEPA H14	<b>165 €</b>
<b>KIT3AC200H14</b>	KIT MANTENIMIENTO TRIENAL AC 200 CON HEPA H14	<b>195 €</b>
<b>KIT3AC300H14</b>	KIT MANTENIMIENTO TRIENAL AC 300 CON HEPA H14	<b>235 €</b>

## QUINQUENAL

<b>KIT5AC100H14</b>	KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 100 CON HEPA H14	<b>295 €</b>
<b>KIT5AC200H14</b>	KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 200 CON HEPA H14	<b>325 €</b>
<b>KIT5AC300H14</b>	KIT MANTENIMIENTO QUINQUENAL AC 300 CON HEPA H14	<b>360 €</b>



DESCARGA EL  
**MANUAL DE  
 MANTENIMIENTOS  
 TÉCNICOS CATTANI**

con el listado de repuestos  
 contenidos en los kits y las  
 instrucciones de uso.



**Descuento del 15%**  
 en tu Kit de  
**Mantenimiento Cattani**  
 durante la vigencia de la  
 garantía de tus equipos.



# MANTENIMIENTO ASPIRACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OFERTA
<b>ANUAL</b>		
<b>KIT1TJ1</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL TURBO JET 1 CON ISO 4	<b>75 €</b>
<b>KIT1MS</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL MICRO SMART	<b>115 €</b>
<b>KITMSISO6</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL MICRO SMART CON ISO 6	<b>165 €</b>
<b>KIT1TS</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL TURBO SMART	<b>125 €</b>
<b>KIT1TSISO18</b>	KIT MANTENIMIENTO ANUAL TURBO SMART CON ISO 18	<b>175 €</b>
<b>COMPLETO</b>		
<b>KIT10HTJ1</b>	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO JET 1 SIN ISO 4	<b>310 €</b>
<b>KIT10HTJ1ISO4</b>	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO JET CON ISO 4	<b>365 €</b>
<b>KIT10HTJ2</b>	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO JET 2	<b>345 €</b>
<b>KIT10HMS</b>	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO MICRO SMART	<b>250 €</b>
<b>KIT10HMSCUBE</b>	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO MICRO SMART CUBE	<b>270 €</b>
<b>KIT10HTS</b>	KIT MANTENIMIENTO COMPLETO TURBO SMART	<b>290 €</b>



DESCARGA EL  
**MANUAL DE  
 MANTENIMIENTOS  
 TÉCNICOS CATTANI**

con el listado de repuestos  
 contenidos en los kits y las  
 instrucciones de uso.



**Descuento del 15%**  
 en tu Kit de  
**Mantenimiento Cattani**  
 durante la vigencia de la  
 garantía de tus equipos.



# **MAGNOLIA** CHEMICAL PROFESSIONALS



Productos de desinfección  
no agresivos

# LA DESINFECCIÓN EN LA CLÍNICA DENTAL



## **Sistema de aspiración:**

todos los días, al mediodía y al final de la jornada laboral, desinfecte todo el sistema con **Puli-Jet Plus 2.0**.



**Sillón dental:** limpie los filtros del sillón diariamente, lubricando la junta. Asegúrese que esté puesta siempre una pastilla antiespumógena desinfectante (también para anillo húmedo).



## **Desinfección de superficies:**

no use productos que contengan alcohol o lejía que dañan permanentemente los plásticos. **Eco-Jet 1** desinfecta sin agrietar o envejecer los materiales.



# PULI-JET PLUS 2.0

Ref.: 1060922

## Nueva formulación:

No deja residuos y películas en las mangueras del sillón.

Perfume más agradable.

## Dispositivo médico IIa.

**EN 13624** - Ac fungicida o levuricida.

**EN 13727** - Ac bactericida.

**EN 14561** - Ac bactericida para instrumental.

**EN 14562** - Ac fungicida o levuricida para instrumental.

**EN 14563** - Ac micobactericida o tuberculicida para instrumental.

**EN 14476** - Actividad viricida (incluyendo COVID-19).



1 LITRO CUENDE  
**125 L**



**Testado contra  
SARS-COVID-2**

**29 €/u.**

**Bote de 1 L.**  
(Caja 4 botes)



**20 ml**

**10 ml**

## Instrucciones:

Usar **Pulse Cleaner** y **2,5 l de agua** templada (40-50°) por cada sillón.

**Limpieza diaria** (1 ó 2 veces al día): **10 ml**

**Desinfección** (2 veces a la semana): **20 ml**

**Desinfección profunda** (pacientes de riesgo, cirugía, COVID-19): **doble dosis de 20 ml**

# PULSE CLEANER

Ref.: 1040720

Recipiente especial para la **limpieza y desinfección** de sistema de aspiración.

A través de sus pistones, el recipiente creará la turbulencia necesaria para conseguir el mejor resultado de limpieza.

**69 €**



Conexión para terminales de d. 11 mm y d. 16 mm.

# PULI-JET CLASSIC

Ref.: 1040715

**Detergente sanitizante antibacteriano.**

**Dilución al 5%:** 100 ml de Puli-Jet Classic en 2 l de agua tibia por cada sillón dental.

**NO**  
PRODUCE  
ESPUMA



**30 €/u.**

**Bote de 5 L.**  
(Caja 4 botes)

Añade el “kit desinfección Magnolia” a la compra de una aspiración CATTANI y obtén

**1 AÑO MÁS DE GARANTÍA**

AHORA CON  
**PULSE CLEANER**



## KIT DESINFECCIÓN MAGNOLIA

Ref.: Kitmagnolia

### Compuesto por:

- 4 x Puli-Jet 2.0
- 1 botella de Eco-Jet Spray
- 1 bote de Eco-Jet Toallitas
- 1 caja Antiespumógenos
- 1 Pulse Cleaner

AHORRE UN  
**10%**

**220 €**

# ECO-JET 1

## Desinfección total

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.

De amplio espectro de acción, testado según las siguientes **normativas**

**EN 13697** - Bactericida, fungicida y levuricida.

**EN 14348** - Actividad micobactericida, incluyendo instrumental.

**EN 14476** - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19).

**Skin Patch Test** - No irritante.



### ECO-JET 1 TOALLITAS

Ref.: 1040771

**160 toallitas**

**8,50 €/u.**

Caja de 6 u. de 160 toallitas



**MAGNOLIA**  
CHEMICAL PROFESSIONALS

### ECO-JET 1 SPRAY

Ref.: 1040745

**Bote de 500 ml**

**11,50 €/u.**

Caja de 4 u. de 500 ml

# Desinfección y mantenimiento



**50**  
TABLETAS  
POR CAJA

## ANTIESPUMÓGENO DESINFECTANTE

Ref.: 1040826

Pastillas antiespumógenas desinfectantes para el correcto funcionamiento de todas las aspiraciones dentales.

Evita la contaminación cruzada durante todo el día.

Evita que pase espuma a los motores, bloqueándolos después de tiempo de inactividad prolongados.

**36 €/u.**

Caja 10 unidades

### Espectro de acción:

**EN 13727** - Actividad bactericida.

**EN 13624** - Actividad fungicida o levuricida.

 **MAGNOLIA**  
CHEMICAL PROFESSIONALS

# B CLASSIC

AUTOCLAVE CLASE B



## Nuevo diseño, nuevas prestaciones Ahora con bomba de vacío más potente

- Disponible con **tres volúmenes y seis posibilidades de carga de agua** diferentes.
- **Simplifica el trabajo** del operador.
- **Ciclos personalizados** y arranque diferido.
- **Trazabilidad simplificada.**
- **Wifi integrada** para conexión con la nube.
- Todos los modelos conservan las mismas **dimensiones externas** (A x H x P):  
480 x 500 x 600 mm.

**17 litros**

Ref.: M7A520000

**3.885 €**

**22 litros**

Ref.: M7A560000

**3.990 €**

**28 litros**

Ref.: M7A530000

**4.590 €**



# B FUTURA

AUTOCLAVE CLASE B



FUNCIONA  
CON AGUA  
DEL GRIFO



## Nuevo diseño, nuevas prestaciones

- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.
- Todos los modelos conservan las mismas **dimensiones externas** (A x H x P):  
480 x 500 x 600 mm.

**17 litros**

Ref.: M7A540000

**4.390 €**

**22 litros**

Ref.: M7A550000

**4.660 €**

**28 litros**

Ref.: M7A570000

**5.590 €**

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# SUPREME

AUTOCLAVE CLASE B



**FUNCIONA  
CON AGUA  
DEL GRIFO**



- **Facilidad de uso** con vídeo tutoriales.
- **Wifi integrada** para conexión con la nube.
- **Licencia anual de Di. V.A. (Digital Virtual Assistant)** incluida. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- **Incluye MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom.
- Todos los modelos conservan las mismas **dimensiones externas** (A x H x P): **480 x 500 x 600 mm.**

**17 litros**

Ref.: 7A240000

**5.880 €**

**22 litros**

Ref.: 7A241000

**6.080 €**

**28 litros**

Ref.: 7A242000

**7.025 €**

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# TETHYS T45

TERMODESINFECTADORA (45 CM)

Ref.: M7E200022



CONFORME NORMATIVA EN-15883

- Lava a presión el instrumental.
- Desinfecta a 95° con vapor de agua.
- Puerto serie RS232 para conexión a PC o impresora.
- Condensador de vapor.
- Función soft start, anticoagulación.
- 2 bombas de dosificación totalmente automáticas.
- Dimensiones (mm): 450 × 850 × 620.
- Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW.

8.525 €



Incluye instalación

# TETHYS D60

TERMODESINFECTADORA (60 CM)

Ref.: M7E200020



CONFORME NORMATIVA EN-15883

- Desinfección térmica, descontaminación y lavado a presión del instrumental dental. Lava y desinfecta todo tipo de materiales.
- La nueva WD4060 incorpora **secado con aire forzado con filtro HEPA**.
- 2 bombas dosificadoras integradas en la máquina y una tercera opcional (también integrada, la profundidad pasa a ser de 630 mm).
- Desinfección a 95°.
- Volumen de cámara de lavado **150 litros**.
- Dimensiones (mm): 600 × 850 × 605.

10.945 €



Incluye instalación

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# TETHYS H10 PLUS

Ref.: M7E200300

**El primer dispositivo de  
desinfección híbrida de Mocom**



- 1 **DESCONTAMINACIÓN**
- 2 **LAVADO CON ULTRASONIDOS**
- 3 **DESINFECCIÓN TÉRMICA**
- 4 **SECADO CON AIRE CALIENTE FORZADO**

**4.610 €**

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Puerto USB.
- Puerto ethernet (RJ 45).
- 2 cestos portainstrumentos.
- Cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica.
- Filtro HEPA.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP): 470 x 430 x 500 mm.
- Peso neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo (por ciclo): 15 l.
- Carga máxima: 2 kg.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# HMD

Ref.: M7E200301



## Accesorio para Tethys H10 PARA EL LAVADO DE PIEZAS DE MANO



Gracias al nuevo accesorio **HDM**, Tethys H10 se convierte también en una **termodesinfectora para piezas de mano**

### 990 €



#### Fase 1



Lavado con  
detergente

#### Fase 2




Aclarado

#### Fase 3



Termodesinfección

#### Fase 4



Secado

Soporte para 6 piezas de mano para Tethys H10. Permite el lavado, la termodesinfección y el secado de hasta 6 instrumentos a la vez: turbinas, piezas de mano de micromotor o piezas de mano de ultrasonidos.

#### CONTENIDO

- 4 adaptadores para turbina.
- 3 adaptadores para piezas de mano.
- 1 adaptador para puntas de ultrasonidos (capacidad para tres puntas).
- 4 tapones.

Adaptable para todos los modelos Tethys H10. Es necesaria una actualización del software para que la máquina trabaje adecuadamente.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



# mectron

## PIEZOSURGERY® **TOUCH**

BASIC 1

Ref.: 05120054

# 7.490 €

**Pieza de mano con led orientable "all-in-one".**

**Pantalla táctil:**

Más ergonómica y fácil de usar. Basta con el movimiento de un dedo.



## **REGALO DE 2 KITS**

a elegir entre entre\*:

**Kit de Osteotomía** Ref.

01520010 valorado en **886 €**

**Kit Sinus Lift lateral** Ref.

0150023 valorado en **757 €.**

\*Pueden ser los dos iguales o diferentes.

# 3+1

Además, si compras 3 insertos de Piezosurgery, **llévate otro sin cargo** (el de menor coste).

## **CONTENIDO**

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Sets de irrigación.
- 1 Maletín de transporte.



PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# mectron



## PIEZOSURGERY® **WHITE**

CON PIEZA DE MANO  
Ref.: 05120063PM

# 4.990 €



## REGALO

a elegir entre entre:

**Kit de Osteotomía** Ref.  
01520010 valorado en **886 €**

**Kit Sinus Lift lateral** Ref.  
0150023 valorado en **757 €**.

Trabajo eficiente.

Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

Sistema feedback.

Ajuste de potencia automatizado.

Ergonomía.

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la cirugía.

# 3+1

Además, si compras 3 insertos de Piezosurgery, **llévate otro sin cargo** (el de menor coste).

## CONTENIDO

- Dispositivo Piezosurgery con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgery.
- Cable de alimentación.
- 1 Maletín de transporte.

INCLUYE PIEZA DE MANO LED.



PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# mectron



## COMBI TOUCH

LA EVOLUCIÓN  
DE LA PROFILAXIS

Ref.: 05020015008

### 5.990 €

Combi Touch® incluye **8 botes de polvo de bicarbonato POWDER SOFT** (4 sabor limón y 4 sabor menta).

+8

3+1

Además, si compras 3 insertos de scaling, **llévate otro sin cargo** (el de menor coste).

### CONTENIDO PERIO

- Pieza de mano led SLIM
- Botella de 500 ml
- Tapón de seguridad
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9
- 2 botes polvo Glycine® 160 g
- 2 insertos: S1S + P3**

Ahora,  
**COMBI TOUCH PERIO + CARRO UNIVERSAL E**  
**6.690 €**



Ref: 05020015008K

**PLAN DE MANTENIMIENTO GRATIS**  
EL 1ER AÑO

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# mectron

## KIT DE ELEVACIÓN SINUSAL POR VÍA CRESTAL

Ref.: 01520026

# 790 €

\*Incluye 1 porta insertos de acero inoxidable.



**¡NUEVO!**

La parte más crucial de la elevación del seno crestal es acceder al suelo sinusal y elevar la membrana de Schneider sin perforarla.

PIEZOSURGERY® es mundialmente conocido por su protección de tejidos blandos, y permite junto a estos novedosos insertos, conducir a una cirugía precisa de elevación de los senos maxilares.

Un conjunto de 4 insertos permite la eliminación suave de hueso del suelo del seno, quedando un anillo de hueso con la membrana de Schneider intacta, que luego se puede levantar suavemente con osteotomos.

### CONTENIDO

- Insert PL0419 Ref: 03370030
- Insert PL0527 Ref: 03370031
- Insert PL0631 Ref: 03370032
- Insert PL0719 Ref: 03370033

## COMBI TOUCH

INCLUYE UN PLAN  
DE MANTENIMIENTO  
GRATIS EL PRIMER AÑO



El mantenimiento regular de los equipos de profilaxis ayuda a identificar y reparar problemas que pueden afectar a la seguridad.

[www.incosat.net/planes/mectron](http://www.incosat.net/planes/mectron)

# mectron



# MULTIPIEZO TOUCH

SISTEMA DE LIMPIEZA  
POR ULTRASONIDOS

Ref.: 05060023

## 2.190 €

### CONTENIDO

- 1 Multipiezo Touch.
- 1 Pieza de mano led SLIM
- 2 insertos: S1S y P3.
- 2 botellas de 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.



Incluimos sin cargo  
**2 insertos a elegir**

## +2

Nueva pieza  
de mano SLIM  
pesa solo

## 55 g



EXTRACCIONES  
MENOS INVASIVAS

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.



# mectron

## MICROPIEZO

GENERADOR DE ULTRASONIDOS

Ref.: 05080013

# 1.290 €

El nuevo **Micropiezo** es un equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad.

### CONTENIDO

- 1 Pieza de mano led SLIM
- 1 inserto S1S.
- 1 inserto P3.
- 1 botella de 500 ml.
- 1 pedal.



**IRRIGACIÓN  
INDEPENDIENTE**

Comprando un Micropiezo ampliamos la **GARANTÍA** a **3 años**



WIFI



SOFT MODE



PANTALLA TÁCTIL



Nueva pieza de mano SLIM pesa solo

# 55 g

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# Dentaport Root ZX

Ref.: 886900

## Localizador de ápices

Resultados muy precisos independientemente de la presencia de irrigación o sangre en el conducto radicular. Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias a la pantalla en colores.

# 1.395 €



MORITA



# +10

## CAJAS DE LIMAS

Comprando Dentaport Root ZX se incluyen sin cargo 10 cajas de limas MANI Dfinder (valor regalo: 104 €)

OBTENGA UN SISTEMA COMPLETO PARA SU TRABAJO ACTUALIZANDO DENTAPORT ROOT ZX CON EL **NUEVO MOTOR DE ENDODONCIA DENTAPORT OTR MÓDULO.**

# Dentaport OTR Módulo

Ref.: 6907

Pieza de mano con un peso de solo 90 g

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

Se controla desde el módulo Dentaport Root ZX.

# 2.395 €



PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PRECIOS SIN IVA.

# TriAuto ZX2+

Ref.: 6962

Nuevo motor de endodoncia inalámbrico localizador de ápices integrado y movimiento recíprocante.

Para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140g.

## 2.750 €

Funciones únicas OGP2 (Glide Path) y OTR (Twist Motion), patentadas por Morita. Resultados absolutamente fiables y seguros en todo momento.

- Función OGP2
- Función OTR
- Auto Start/Stop
- Forward and Reverse Rotation
- Optimal Apical Stop
- Auto Torque Down
- Auto Torque Reverse
- Auto Apical Slow Down
- Auto Apical Stop
- Auto Apical Reverse
- Apical Torque Down



MORITA



## NUEVO

Ahora con movimiento recíprocante



## +10 CAJAS DE LIMAS

Comprando TriAuto ZX2+ se incluyen sin cargo 5 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 mm y 5 cajas de limas Jizai kit 25 mm (valor regalo: 258 €)

# Root ZX Mini

Ref.: 6951150

## Localizador de ápices

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa.

# 895 €

Puede conectarse con el motor de endodoncia TriAuto Mini Plus mediante conexión USB.



# Tri Auto Mini Plus

Ref.: 06970

## Motor de endodoncia inalámbrico de rotación continua

- 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1.000 rpm
- 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm)
- Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque down

# 1.650 €

ADAPTABLE PARA PERSONAS  
DIESTRAS Y ZURDAS



NUEVO  
DISEÑO

MORITA



# +7

## CAJAS DE LIMAS

Comprando Root ZX Mini se incluyen sin cargo 7 cajas de limas MANI Dfinder (valor regalo: 72 €)



Pieza de mano  
con un peso  
de solo

# 80 g



# +8

## CAJAS DE LIMAS

Comprando Tri Auto Mini Plus se incluyen sin cargo 4 cajas de limas MANI Super Files MGP kit 25 y 4 cajas de limas Jizai kit 25 mm (valor regalo: 172 €)



Puede conectarse con el localizador de ápice Root ZX Mini mediante conexión USB.

**TURBINAS Y  
CONTRA ÁNGULOS**

**2 AÑOS**  
de garantía

**MORITA**

# TwinPower

Turbinas con sistema  
de doble rotor.

Retroaspiración nula.

Rodamientos cerámicos.

370.000 rpm.

Turbinas con luz (25.000 lux).

Triple spray.

Parada inmediata.

Cabezas normal y mini.

**CON  
LUZ**



**20 W** (consultar conexión)

**TwinPower Ultra E  
PAR-4HUEX-O**

Ref.: 2541

**850 €**

**CON  
LUZ**



**18 W** (consultar conexión)

**TwinPower Ultra M  
PAR-4HUMX-O**

Ref.: 2541

**1.233 €**



Diseño ergonómico.

Tamaño reducido.

Peso mínimo.

Velocidad de giro máx. 42.000 rpm.

**Contra ángulo con luz  
TorqTech CA-DC-O 1:1**

Ref.: 2541

**1.437 €**

INDICADO PARA PREPARACIÓN,  
PROFILAXIS Y ENDODONCIA



# Veraview 3D X800



Panorámico y 3D todo en uno.  
Cefalostato opcional.  
Tecnología japonesa **Morita**.



## Consulte las condiciones

### INCLUYE

- Instalación y transporte
- Ordenador y pantalla "monitor médico"
- Formación y soporte
- 3 años de garantía

11 FOV (volúmenes diferentes) desde  $\varnothing$  40 x H 40 mm hasta  $\varnothing$  150 x H 140 mm.

Reducción de artefactos con tecnología patentada de Morita.

Programa exclusivo modo Endo con alta resolución y diagnóstico preciso.

Panorámicas para adultos y niños con baja radiación.

Programas para ATM, senos y posible segmentación vertical y horizontal.

Control de Kv y mA automático.

# Veraview IC5 HD



Panorámico de alta resolución.  
Tecnología japonesa **Morita**.  
Excelencia en radiología



Panorámicas para adultos y niños  
con baja radiación.

Exposición de 5,5 segundos.

Programas para ATM.

Control de Kv y mA automático.

**Consulte las condiciones**

## **INCLUYE**

- Instalación y transporte
- Ordenador y pantalla "all in one"
- Formación y soporte
- 3 años de garantía

- ▶ Longitud de onda: 980 nm.
- ▶ Potencia 10 watts CW.
- ▶ Pantalla táctil 7" ancho.
- ▶ 35 Programas personalizables.
- ▶ Selección Menú de Favoritos.
- ▶ Puntas Autoclavables.
- ▶ Arco-tip para blanqueamiento.
- ▶ Menú multilingüe.
- ▶ 2 años de garantía.

## LÁSER DIODO

Ref.: LAMED0022

**6.290 €**



WIRELESS



TOUCH  
SCREEN



TIME  
CONTROL




Incluye una **formación online de 1 hora**

### CONTENIDO

- 3 x gafas de protección láser.
- Pedal de control inalámbrico.
- Fuente de alimentación con cable.
- Señal de advertencia Láser.
- Kit pieza de mano con fibra.
- 3 cajas de puntas autoclavables.
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento.
- Guía de inicio rápido.
- Estuche de transporte.



REGALO de **1 CAJA DE 5 PUNTAS de fibra óptica** para cirugía



**3 longitudes de onda:**

450, 635 y 980 nm

**Recuperación post quirúrgica más satisfactoria**

- ▶ Potencia: 10W.
- ▶ Frecuencia: hasta 25 kHz.
- ▶ Efecto térmico reducido.
- ▶ Fibra flexible y puntas reutilizables.
- ▶ Unidad portátil con pedal inalámbrico.
- ▶ Software intuitivo.

**LÁSER DIODO**

Ref.: LAMEDO093

**8.955 €**

Comprando la **PIEZA DE MANO DIRECTO**

Ref. MEDHAT02 junto con el TRIPLO, el precio es de **290 €**



WIRELESS



TOUCH SCREEN



TIME CONTROL




Incluye una **formación online de 1 hora**

**CONTENIDO**

- 3 x gafas de protección láser.
- Pedal de control inalámbrico.
- Fuente de alimentación con cable.
- Señal de advertencia Láser.
- Kit pieza de mano con fibra.
- 3 cajas de puntas autoclavables.
- Punta Bio + Arco de blanqueamiento.
- Guía de inicio rápido.
- Estuche de transporte.



REGALO de **1 CAJA DE 5 PUNTAS de fibra óptica** para cirugía





**DIRECTO**

**Pieza de mano para bioestimulación**

Ref.: MEDHAT02

**990 €**

Comprando la **PIEZA DE MANO DIRECTO** junto con el **LÁSER TRIPLO**, el precio es de **290 €**

La **fotobiomodulación (PBM)** es la aplicación de luz láser de baja intensidad para aumento del metabolismo celular.

**BENEFICIOS**

- Induce analgesia (Disminución del dolor).
- Reduce de la inflamación.
- Acelera el proceso de curación de heridas.
- Promueve la regeneración de tejidos blandos.



**490 €**

**Pieza de mano tipo campana para ATM**

Ref.: MEDBEL01



**395 €**

**Pieza de mano blanqueamiento hemiarcada**

Ref.: MEDWIT01S



**370 €**

**Pieza de mano para bioestimulación intrabucal**

Ref.: MEDBIO01

**Puntas fibra óptica autoclavables**



Punta de fibra óptica verde con diámetro de 200/15 mm, para **endodoncia**. Caja con 5 unidades

Ref.: MEDTIPO2

**59 €**



Punta de fibra óptica amarilla con diámetro de 300/5 mm, para **cirugía**. Caja con 5 unidades

Ref.: MEDTIPO3

**59 €**



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400/10 mm, para **periodoncia**. Caja con 5 unidades

Ref.: MEDTIPO4

**59 €**



Punta de fibra óptica radial rosa con diámetro de 400 mm para **periodoncia**. **Perimplantitis**. Caja con 4 unidades

Ref.: MEDTIPO4R

**84 €**





### **Gafas de protección LÁSER PRIMO**

Ref.: MEDEYE01

Protección para operadores y pacientes adecuadas para colocar sobre montura sobre gafas graduadas. Gafas para láseres infrarrojos (rango de 800 y 1100 nm).

**295 €**



### **Gafas de protección LÁSER TRIPLO**

Ref.: MEDEYE03

Protección para operadores y pacientes adecuadas para colocar sobre montura sobre gafas graduadas. Gafas para láseres multilongitudes de onda (rango 450 nm, 635/650 nm y 980 nm).

**350 €**



### **Maleta de metal**

Ref.: MEDCAS01

Maletín de transporte con una estructura metálica para asegurar la línea de láseres Primo y Triplo.

**190 €**

### **Kit de blanqueamiento PURO**

Ref: MEDWITO2

#### **CADA CAJA CONTIENE**

- 1 Jeringa 5g. Gel Blanqueador con peróxido de hidrógeno + 2 puntas.
- 1 Jeringa 1,2ml líquido para barrera gingival + 1 punta.

Cada jeringa es suficiente para 2 tratamientos.

**109 €**

**MEDENCY**  
TECHNOLOGY | INNOVATION | PASSION

# qualinx.

## iRay 70

Ref.: 706T0001

**Tubo de rayos X  
periapical**

**2.550 €**



Con **iRay 70** tienes lo mejor de la tecnología de corriente continua CC y alta frecuencia, con la mínima dosis de radiación

Alcanza una distancia entre objetivo y piel de 30 cm.

Máximas prestaciones y una insuperable atención a la salud y al confort del paciente gracias al generador CC con potencia regulable.

El PDA de control inteligente está dotado de una amplia pantalla, donde se indica tiempo y exposición de dosis.

El radiográfico está dotado de brazos de aluminio extruido con sistema de autoequilibrado integrado y orientable en 4 direcciones.

- Punto focal de 0,4 mm
- Accionador práctico e intuitivo
- Brazo de extensión de 60 ó 90 cm
- Opción de estructura rodante

**orangedental**  
premium innovations



Medición calibrada  
con una presión exacta de

**20g**

Sonda periodontal

**Pa-On**

Ref.: PAN0491000

**4.395 €**



La primera sonda digital e inalámbrica que informa automáticamente sobre el estado periodontal. Diagnóstico más sencillo, rápido y estandarizado gracias al software Parobyzz.

### **NOVEDAD**

El software Parobyzz se puede instalar hasta en 10 equipos.

Sin licencias anuales.

Sistema abierto integrable con software de clínica.

### **Ergonómico e Inalámbrico:**

Se puede trabajar con Pa-On como una sonda convencional.

### **Atención técnica:**

Soporte informático y telefónico.

### **Mínima molestia para el paciente:**

Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.

### **CONTENIDO**

- Docking Station.
- Software ParoByzz Perio.
- 10 puntas monouso.



Con cada sonda Pa-On,  
regalamos un paquete de  
**50 FUNDAS PROTECTORAS**  
(ZUBPAON 491040)



Encuentra las **mejores marcas en:**

**incotrading**

Tecnología para la salud

**Incotrading, S.A.**

Camino de Hormigueras 119-121  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

**[www.incotrading.net](http://www.incotrading.net)**

T. (+34) **913 807 490**

[incotrading@incotrading.net](mailto:incotrading@incotrading.net)



Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2024. Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso / Gastos de envío no incluidos. En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.