

incotrading

OFERTAS

VIGENTES

CATTANI

COMPRESORES
ASPIRACIÓN CATTANI
DESINFECCIÓN Y LAVADO
ASPIRACIÓN
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

COMPRESOR AC 100

CATTANI

Ref.: 1013130

Dispone de promoción!
+ Ver más


3.220,75 €

1.950 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado -
Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de
aire e insonorizado para 1 equipo.
Dispone de las siguientes
características: motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8
A, un depósito de aire de 30 litros, un
caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min y
su nivel sonoro es de 70 dB (A).

COMPRESOR AC 100Q

CATTANI

Ref.: 1013150

Dispone de promoción!
+ Ver más

4.904,39 €

2.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 1 cilindro insonorizado -
Para 1 equipo.



Compresor de 1 cilindro con secador de
aire e insonorizado, para 1 equipo.
Dispone de las siguientes
características: motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia de 0,55 kW - 3,8
A, un depósito de aire de 30 litros, un
caudal efectivo a 5 bar de 67,5 N l/min,
y su nivel sonoro es de 62 dB (A).

COMPRESOR AC 200

CATTANI

Ref.: 1013230

Dispone de promoción!
+ Ver más


4.376,65 €

2.730 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros - Para 2/3
equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador de
aire, para 2/3 equipos.
Dispone de las siguientes
características: Motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A,
depósito de aire con una capacidad de
30l, caudal efectivo a 5 bar de 160 l/min
y un nivel sonoro de 71.8 dB (A).

COMPRESOR AC 200Q

CATTANI

Ref.: 1013250

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.473,92 –€

3.650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cilindros insonorizado -
Para 2/3 equipos.



Compresor de 2 cilindros con secador
de aire e insonorizado, para 2/3
equipos.
Dispone de las siguientes
características: Motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia 1,2 kW - 7.7 A,
depósito de aire con una capacidad de
30 l, caudal efectivo a 5 bar de 160 N
l/min y un nivel sonoro de 63 dB (A).

COMPRESOR AC 300

CATTANI

Ref.: 1013330

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.055,83 –€

3.440 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros - Para 4/5
equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador
de aire, para 4/5 equipos.
Dispone de las siguientes
características: Motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A,
depósito de aire con una capacidad de
45 l, un caudal efectivo a 5 bar de 238
l/min y un nivel sonoro de 73.6 dB (A).

COMPRESOR AC 300Q

CATTANI

Ref.: 1013350

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.509,03 –€

4.390 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cilindros insonorizado -
Para 4/5 equipos.



Compresor de 3 cilindros con secador
de aire e insonorizado, para 4/5
equipos.
Dispone de las siguientes
características: Motor monofásico de
230V 50 Hz, potencia 1,5 kW - 10,2 A,
depósito de aire con una capacidad de
45 l, caudal efectivo a 5 bar de 238
l/min y un nivel sonoro de 65.3 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013430

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.254,51 –€

5.890 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros -
Para 6/7 equipos.



Compresor tándem de 2 cilindros con
dos secadores de aire, para 6/7
equipos.
Dispone de las siguientes
características: 2 motores monofásicos
230V 50Hz independientes, potencia
total de 2.4 kW - 15,4 A, un depósito de
aire con una capacidad de 150l, caudal
efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel
sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 400 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013435

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.254,51 €

5.890 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 2 cilindros - Para 6/7 equipos.



Compresor tándem 2 cilindros con dos secadores de aire, para 6/7 equipos.

Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V/50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.2 A, un depósito de aire con una capacidad de 150l, caudal efectivo a 5 bar de 320 l/min y un nivel sonoro de 73 dB (A).

COMPRESOR AC 600 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013530

Dispone de promoción!
+ Ver más

12.548,08 €

7.190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.

Dispone de las siguientes características: 2 motores monofásicos 230 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 20.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 600 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013535

Dispone de promoción!
+ Ver más

12.548,08 €

7.190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 2 cabezas de 3 cilindros - Para 10 equipos.



Compresor tándem 3 cilindros con dos secadores de aire, para 10 equipos.

Dispone de las siguientes características: 2 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 3 kW - 7.4 A, un depósito de aire de 150 litros, caudal efectivo a 5 bar de 476 l/min y su nivel sonoro es de 77 dB (A).

COMPRESOR AC 900 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013599

Dispone de promoción!
+ Ver más

18.979,67 €

12.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor de 3 cabezas de 3 cilindros - Para 15 equipos.



Compresor con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire, para 15 equipos.

Dispone de las siguientes características: 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes, potencia total de 4.5 kW - 11.1 A, un depósito de aire de 300 litros, caudal efectivo a 5 bar de 714 l/min y su nivel sonoro es de 75 dB (A).

COMPRESOR AC 310 MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013310

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.280,67 €

3.590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor monofásico 230V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 10.2 A.

COMPRESOR AC 310 TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013313

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.280,67 €

3.590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 100 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, de 3 cilindros con secador de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de un motor trifásico 400V 50 Hz y potencia de 1,5 kW - 3,7 A.

COMPRESOR AC 410 MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013410

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.785,63 €

6.850 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores monofásicos 50 Hz y potencia total de 2,4 kW – 15,4 A.

COMPRESOR AC 410 TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013413

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.785,63 €

6.850 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo entre 105 y 160 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 2 cilindros con dos secadores de aire. Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales. Dispone de 2 motores trifásicos 50 Hz y potencia total de 3 kW – 7,2 A.

COMPRESOR AC 610 - MONOFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013510

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~13.021,68 €~~

8.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 2 motores monofásicos de 230V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 20.4 A.

COMPRESOR AC 610 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013513

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~13.021,68 €~~

8.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Para una fresadora con un consumo máximo de 220 N l/min.



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 2 cabezas de 3 cilindros con dos secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 2 motores trifásicos de 400V 50 Hz y potencia total de 1,5 kW - 7.4 A.

COMPRESOR AC 910 - TRIFÁSICO

CATTANI

Ref.: 1013578

Dispone de promoción!
+ Ver más


~~22.050,97 €~~

14.670 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Compresor para grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comp



Compresor para fresadoras CAD CAM, con 3 cabezas de 3 cilindros con tres secadores de aire.
Línea especial de compresores Cattani, que trabajan a presiones más altas respecto a los compresores convencionales.
Dispone de 3 motores trifásicos 400V 50Hz independientes y potencia total de 4.5 kW - 11.1 A.

INSONORIZACIÓN PARA COMPRESORES

CATTANI

Ref.: 1010800

~~2.569,09 €~~

1.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insonorización para AC 100, 200 y 300 Cattani (Black Edition).



La campana de insonorización mejora considerablemente el ambiente de trabajo gracias a que consigue reducir hasta en un 20dB el nivel sonoro.
Adecuado tanto para interiores como para exteriores, esta campana de insonorización es resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve.

TURBO JET 1

CATTANI

Ref.: 1026110

~~2.198,84 €~~

1.410 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo.



Aspiración de anillo húmedo para un equipo. El motor está protegido por una pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Nivel de presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

TURBO JET 1 CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 4

CATTANI

Ref.: 1029610

~~3.686,40 €~~

2.220 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1 equipo - Con separador de amalgama.



Aspiración para equipo con separador de amalgama ISO 4. Se aconseja instalación de válvula de fondo línea en el sillón (ref: 1203770). Motor protegido por pastilla térmica. Potencia: 0.42 KW - 4A. Caudal máximo: 650 l/min. Presión de trabajo: 150 mbar. Presión sonora con aire canalizado 61 dB (A).

TURBO JET 2

CATTANI

Ref.: 1026210

~~3.608,36 €~~

2.260 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto nivel de vacío sin separador de amalgama (260mbar) - Para 1/2 e



Aspiración con motor Uni-Jet 75 2V de doble ventola, de alto vacío. Aconsejada para equipo de cirugía o donde se necesite una aspiración potente. Potencia rendida: 0.80 KW - 6,1 A. Caudal máximo: 650 l / min. Presión máxima de trabajo en servicio continuo: 260 mbar. Nivel sonoro: 65 dB (A).

MICRO SMART 230V 50HZ

CATTANI

Ref.: 1035050

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~3.988,09 €~~

2.430 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos.



Aspiración progresiva, para 1 o 2 equipos, con su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. En la versión sin separador de amalgama no incluye panel de control, que se puede pedir a parte (ref.: 1181642).

MICRO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035060

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.133,92 €

3.150 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Su sistema inverter reconoce en cada momento las necesidades de aspiración de la clínica, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 6, conectividad WiFi y panel de control.

MICRO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035031

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.044,25 €

3.360 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos.



La evolución de Micro Smart. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

MICRO SMART CUBE CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035030

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.570,39 €

3.750 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada para 1-2 equipos - Con separador de amalgama.



La evolución de Micro Smart, con separador de amalgama. Aspiración progresiva, para uno o dos equipos, con un motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo.

TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1035105

Dispone de promoción!
+ Ver más

5.673,58 €

3.590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.5 kW - 6.5 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1800 l/min).

TURBO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.670,24 €

4.250 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama.



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Con su sistema inverter, reconoce en cada momento las necesidades de aspiración, adaptando la velocidad del motor en tiempo real. Con separador de amalgama ISO 18. Potencia rendida: 1.22 kW - 7 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min).

TURBO SMART TS

CATTANI

Ref.: 1035155

6.603 €

4.150 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



TURBO SMART TS CON SEPARADOR AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035165

7.632 €

4.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1035121

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.445,07 €

4.020 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B).



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A. Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

TURBO SMART CUBE CON SEPARADOR DE AMALGAMA

CATTANI

Ref.: 1035120

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.536,81 €

4.690 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración insonorizada - Para 3/5 equipos (versión A o B) - Con separador de amalgama



Aspiración progresiva, de 1 a 3 equipos en su versión A,. Motor mejorado, más eficiente y potente, para la mejor aspiración del mercado con el consumo más bajo. Potencia rendida: 1.1 kW - 4.8 A. Caudal máximo: 1400 l/min (1700 l/min con password). Presión máxima en servicio continuo: 210 mbar.

PASSWORD PARA TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1035500


827,97 €

625 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Ampliación de potencia para Turbo Smart.



Password para ampliación de Turbo Smart desde versión A a versión B. Potencia tu Turbo Smart o Turbo Smart Cube y aumenta el caudal de aire aspirado de 1.400 a 1.700 l/min. La mejor protección contra los aerosoles es una aspiración potente

TURBO SMART 2V

CATTANI

Ref.: 1035130

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.207,19 €

4.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos.



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

TURBO SMART 2V CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035135

Dispone de promoción!
+ Ver más

8.897,76 €

5.100 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío (280mbar) - Hasta 4/5 equipos - Con separador de amal



Alcanza 280mbar de presión de vacío con un motor Uni-Jet 75 2V de dos ventolas en serie y separador de amalgama. La presión elevada permite aspirar por tuberías de diámetro reducido, con una presión normal (170-200mbar) sería insuficiente. Potencia rendida: 1,5 kW - 9 A. Caudal máximo: 1.800 l/min.

TURBO SMART HP

CATTANI

Ref.: 1035140

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.641,76 €

5.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos.



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

TURBO SMART HP CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035145

Dispone de promoción!
+ Ver más


11.984,89 €

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de alto vacío, especial para cirugías - Hasta 4/5 equipos - Con separad



Es la nueva aspiración Cattani, más potente que cualquier otra aspiración del mercado. Alcanza 340 mbar de presión de vacío, el doble que otras máquinas. Es la mejor aspiración para sus cirugías. Con dos motores es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones simultáneamente.

TÁNDEM MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1035050PAR

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.574,43 €

4.760 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM MICRO SMART CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 6

CATTANI

Ref.: 1035060PAR

Dispone de promoción!
+ Ver más

9.752,86 €

6.200 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 3-4 sillones - Con separador de amalgama.



Potencia total: 2.24kW - 16A. Caudal máximo de aspiración: 1.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. Incluye dos válvulas unidireccionales (1191282). Las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART

A

CATTANI

Ref.: 1035105PAR

Dispone de promoción!
+ Ver más

10.779,48 €

6.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones -
Sin separador de amalgama.



Potencia total: 3kW - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART A CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035115PAR

Dispone de promoción!
+ Ver más

12.669,95 €

7.890 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 4-6 sillones -
Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 3kW - 13A. Caudal máximo de aspiración: 2.800 l/min. Presión de trabajo: 210 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART 2V

CATTANI

Ref.: 1035130PAR

Dispone de promoción!
+ Ver más


13.684,04 €

8.320 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones -
Sin separador de amalgama.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

TÁNDEM TURBO SMART 2V CON SEPARADOR DE AMALGAMA ISO 18

CATTANI

Ref.: 1035135PAR

Dispone de promoción!
+ Ver más


16.901,61 €

9.420 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración en paralelo para 6-9 sillones -
Con separador de amalgama ISO 18.



Potencia total: 4kW - 18A. Caudal máximo de aspiración: 3.400 l/min. Presión de trabajo: 280 mbar. En un sistema de aspiración Smart en paralelo, las máquinas trabajan juntas para todos los sillones, reconociéndose y regulando la velocidad según la carga de trabajo, si una falla la otra sigue.

INSONORIZACIÓN MICRO SMART X INTERIOR

CATTANI

Ref.: 1074301

2.995,22 €

2.110 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Micro Smart - Interior



INSONORIZACIÓN TURBO SMART X INTERIOR

CATTANI

Ref.: 1074306

3.897,32 €

2.750 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mueble insonorizado para Turbo Smart - Interior



ASPI JET 6

CATTANI

Ref.: 1010010

4.104,28 €

2.650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración móvil.



Equipo de aspiración completamente móvil, con ruedas. Motor de inducción con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A, y un caudal máximo de 1250 L/ min. Su presión máxima de vacío es de 130 mbar. Capacidad del vaso 4 litros.

ASPI JET 9

CATTANI

Ref.: 1010040

5.608,56 €

3.840 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Sistema de aspiración quirúrgico con circuito hídrico completo.



Sistema de aspiración sobre ruedas, con drenaje automático con bomba, servicio de agua al vaso y escupidera. Motor de inducción, con una potencia de 0.4 kW - 3,1 A. Presión máxima de vacío: 130 mbar.

ASPI LASER STERIL

CATTANI

Ref.: ASPILASER

~~3.618,20 €~~

1.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración extraoral con filtro HEPA H14.



Aspi-Laser Steril es una aspiración con filtro HEPA 14 para uso odontológico, diseñada para interceptar todo el aerosol y todos los contaminantes generados durante las practicas dentales.

UNI-JET 75

CATTANI

Ref.: 1020322

~~820,24 €~~

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75, con salida de 30mm, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 62 dB (A).

UNI-JET 75 CARENADO

CATTANI

Ref.: 1020274

~~1.443,46 €~~

845 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Motor de aspiración Uni-Jet 75 insonorizado, para 1 equipo.



El motor está protegido con una pastilla térmica. Alimentación monofásica: 230V 50hz. Potencia: 0,4 Kw - 3,1 A. Caudal máximo: 1250 l/min. Presión de vacío: 130 mbar. Nivel sonoro: 53 dB (A).

BLOK JET SILENT 1

CATTANI

Ref.: 1073501

~~19.793,31 €~~

13.790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Sin separador de ar



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart y compresor AC 200.

BLOK JET SILENT 1 CON SEPARADOR ISO 6

CATTANI

Ref.: 1073500

~~22.031,64 €~~

14.450 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones - Con sepaí



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 1-2 sillones. Aspiración Micro Smart con separador de amalgama ISO6 y compresor AC 200.

BLOK JET SILENT 2

CATTANI

Ref.: 1073521

~~29.115,85 €~~

16.750 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Sin separador d



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B y compresor AC 300.

BLOK JET SILENT 2 CON SEPARADOR ISO 18

CATTANI

Ref.: 1073520

~~25.111,25 €~~

16.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones - Con sepaí



Cuarto de máquinas insonorizado completo para 4-5 sillones. Aspiración Turbo Smart B con separador de amalgama ISO 18 y compresor AC 300.

CÁNULA Nº9

CATTANI

Ref.: 1040230

~~16,09 €~~

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº9.



Cánulas quirúrgicas nº9. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº10

CATTANI

Ref.: 1040240

~~16,09~~ €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº10.



Cánulas quirúrgicas nº10. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº11

CATTANI

Ref.: 1040260

~~16,09~~ €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº11.



Cánulas de aspiración de alto volumen nº11. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº17

CATTANI

Ref.: 1040250

~~16,09~~ €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº17.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial nº17. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. A diferencia de las otras cánulas de alto volumen, estas se usan con el terminal de aspiración d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº20

CATTANI

Ref.: 1040255

~~16,09~~ €

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº20.



Cánulas de aspiración de alto volumen nº20. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº21

CATTANI

Ref.: 1040257

~~16,09 €~~

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº21.



Cánulas quirúrgicas nº21. Consiguen el máximo vacío y son eficaces para aspirar sangre y coágulos. Se usan con el terminal d.11. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

CÁNULA Nº22

CATTANI

Ref.: 1040258

~~16,09 €~~

13,90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Bolsa de 3 unidades de cánula nº22.



Cánulas de aspiración de alto volumen especial nº22. Consiguen aspirar el máximo caudal y son eficaces sobre aerosol y spray. Reducen la vibración del aire, disminuyendo el nivel sonoro. Se usan con el terminal d.16. Autoclavables con ciclo clase B a 134°C hasta 100 veces.

KIT DESINFECCIÓN MAGNOLIA

CATTANI

Ref.: KITMAGNOLIA

~~312,90 €~~

220 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Kit de desinfección Magnolia para CATTANI.



El **kit desinfección Magnolia de Cattani** está compuesto por 4 productos de limpieza y desinfección de alta eficacia:

• 4 x Puli-Jet Plus 2.0.

• 1 Botella de Eco - Jet Spray.

• 1 Bote de Eco - Jet Toallitas.

• 1 Caja Antiespumógenos.

• 1 Pulse Cleaner.

PULI JET PLUS 2.0

CATTANI

Ref.: 1060922

~~276,28 €~~

116 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Desinfectante concentrado para sistemas de aspiración.



Detergente para aspiraciones dentales de alto poder desinfectante, un litro supone la misma eficacia de 125l de otros detergentes. Nueva formulación que no deja residuos ni películas, con un perfume más agradable. Para todas las aspiraciones, de anillo seco y anillo húmedo, de uso diario.

ANTIESPUMÓGENO DESINFECTANTE

CATTANI

Ref.: 1040826

634,29 €

365 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Antiespumógeno desinfectante para todo tipo de aspiraciones.



Pastillas antiespumógenas - desinfectantes para aspiraciones dentales de anillo seco y anillo húmedo. Evita la espuma que puede causar paradas imprevistas en la aspiración, con una constante acción desinfectante.

ECO-JET 1 TOALLITAS

CATTANI

Ref.: 1040771

94,95 €

51 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato toallitas. Caja de 6 botes con 160 toallitas cada



Toallitas de limpieza y desinfección de alto nivel. Indicadas para superficies de equipamiento médico. Después de 5 minutos tiene eficacia bactericida y tuberculicida. En 15 minutos tiene eficacia fungicida y virucida.

ECO-JET 1 SPRAY

CATTANI

Ref.: 1040745

57,26 €

46 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Desinfectante de superficies en formato spray.



Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.

PULSE CLEANER

CATTANI

Ref.: 1040720

119,16 €

69 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Cubo de limpieza y desinfección para aspiraciones dentales.



Recipiente especial para la limpieza y desinfección de la aspiración quirúrgica, que funciona automáticamente por impulsos, produciendo turbulencias que ayudan a la limpieza de los tubos. Se llena con Puli-Jet diluido con agua y se conectan los terminales. Conexiones para terminal de D.11 y D.16.

PULI-JET CLASSIC (CAJA 4 BIDONES 5L)

CATTANI

Ref.: 1040715

276,28 €

120 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Detergente para aspiraciones dentales.



Detergente sanitizante y antiolores para limpieza de aspiradores. Compatible con todo tipo de aspiraciones: anillo líquido, húmedo y aire. Desinfección antibacteriana, dejar actuar por lo menos 1 hora o durante la noche.

AC NET - LIMPIADOR CAMARA AUTOCLAVE

CATTANI

Ref.: 1040807

97,50 €

70 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Detergente para el acero del interior del autoclave.



MONO-LABOR

CATTANI

Ref.: 1050050

1.996,44 €

1.440 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo.



El motor está protegido con una pastilla térmica y para un puesto el mueble se coloca al lado del banco. Además el brazo aspirador y la aspillera deben pedirse a parte.

ASPI-LABOR

CATTANI

Ref.: 1050010

2.507,14 €

1.750 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana.



Aspiración de polvo insonorizada para un puesto de trabajo con brazo y campana. El motor esta protegido con una pastilla térmica. Tiene una potencia de 0.4KW - 3,1 A; un volumen máximo aspirado de 1250 l/min; y una presión máxima de servicio en modo continuado 1300mm H2O.

KIT RECAMBIO COLECTOR Y MANGUERAS

CATTANI

Ref.: 1200874

212,72 €

155 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Recambio completo para colector con filtro, mangueras y terminales.



Recambio completo ya ensamblado. Incluye colector rectangular, boquetón + filtro de sólidos, mangueras de aspiración de silicona d.11 y d.16, y terminales d.11 y d.16. Compruebe la compatibilidad del repuesto con su servicio técnico.

PANEL DE CONTROL TURBO SMART CUBE

CATTANI

Ref.: 1181646

455 €

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



CONTENEDOR ISO 4 - TURBO-JET 1

CATTANI

Ref.: 1043133

49,26 €

47 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Jet 1.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 4 de Turbo Jet 1. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 6 - MICRO SMART

CATTANI

Ref.: 1043132

57,87 €

47 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Micro Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 6 de Micro Smart y Micro Smart Cube. Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

CONTENEDOR ISO 18 - TURBO-SMART

CATTANI

Ref.: 1043135

57,87 €

47 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Contenedor de amalgama para Turbo Smart.



Contenedor de recambio para separador de amalgama ISO 18 de Turbo Smart, Turbo Smart Cube y Turbo Smart 2V.
Incluye una tapa para cerrar de manera hermética el contenedor a usar cuando está lleno.

KIT ANUAL TURBO JET 1 CON ISO4

CATTANI

Ref.: KIT1TJ1

115,76 €

75 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama.



Mantenimiento anual para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4. Incluye 1 filtro INOX de entrada de aspiración (ref.: 1240317), 1 contenedor de amalgama ISO 4 (ref.: 1043133) y 1m de tubo d.11 para las conexiones del separador de amalgama a la centrifuga (ref.: 1040880).

KIT ANUAL MICRO SMART

CATTANI

Ref.: KIT1MS

178,61 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Micro Smart.



Mantenimiento anual para Micro Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201547), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240809) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

KIT ANUAL MICRO SMART CON ISO 6

CATTANI

Ref.: KIT1MSISO6

243,11 €

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Micro Smart con separador ISO 6



KIT ANUAL TURBO

SMART

CATTANI

Ref.: KIT1TS

192,94 –€

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Smart.



Mantenimiento anual para Turbo Smart sin separador de amalgama. Incluye 1 filtro de entrada de aspiración (ref.: 1201544), 1 válvula antirretorno de desagüe (ref.: 1240808) y 1 junta de la válvula de recirculación de la centrifuga (ref.: 1215816).

KIT ANUAL TURBO SMART CON ISO 18

CATTANI

Ref.: KIT1TISISO18

270,11 –€

175 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para Turbo Smart con separador ISO 18



KIT COMPLETO TURBO JET SIN ISO 4

CATTANI

Ref.: KIT10HTJ1

451,48 –€

345 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 sin separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

KIT COMPLETO TURBO JET CON ISO 4

CATTANI

Ref.: KIT10HTJ1ISO4

555,66 –€

395 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 1 con separador de amalgama ISO 4



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 1 con separador de amalgama. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

KIT COMPLETO TURBO

JET 2

CATTANI

Ref.: KIT10HTJ2

486,20 –€

385 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Jet 2.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Jet 2.

Incluye:

- Filtro de aire para aspiración (ref. 134037).
- 04 rodamientos rotores (rodillos) para Turbo Jet 1 y 2 (ref. 1041152).
- Rodamientos (ref. 118052) (ref. 118053).
- Anillos (ref. 118052).
- 2 Inyectores para Turbo Jet 1 (ref. 118054).
- Anillos móviles (ref. 118055).
- 2 Distribuidores para Turbo Jet 1 (ref. 118056).
- Escudo posterior (ref. 118057).
- 4 Anillos para Turbo Jet 1 (ref. 118058).
- 2 Juntas de goma (ref. 118059) y ref. 118060).
- Separador de goma (ref. 118061).
- Contrapesos de 200g (ref. 118062).
- Contrapesos de 500g (ref. 118063).

KIT COMPLETO MICRO

SMART

CATTANI

Ref.: KIT10HMS

364,65 –€

290 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Micro Smart.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Micro Smart. Incluye rodamientos y

repuestos de desgaste de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

KIT COMPLETO MICRO

SMART CUBE

CATTANI

Ref.: KIT10HMSCUBE

405,17 –€

305 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Micro Smart Cube.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Smart, Turbo Smart Cube o Turbo Smart 2V. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste

de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

KIT COMPLETO TURBO

SMART

CATTANI

Ref.: KIT10HTS

416,75 –€

320 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento completo para Turbo Smart, Cube y 2V.



Kit de mantenimiento para una puesta a punto completa de Turbo Smart, Turbo Smart Cube o Turbo Smart 2V. Incluye rodamientos y repuestos de desgaste

de motor y centrifuga. Ahora incluye el escudo posterior de los motores.

PANEL DE CONTROL MICRO SMART POST- 2015

CATTANI

Ref.: 1181642

453,40 –€

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



PANEL DE CONTROL MICRO SMART CUBE

CATTANI


Ref.: 1181637

453,12 –€

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



PANEL DE CONTROL TURBO SMART

CATTANI

Ref.: 1181643

453,12 –€

330 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



KIT ANUAL AC 100 + HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC100H14

256,35 –€

130 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 100 con
filtro HEPA H14.



El **kit de mantenimiento anual para compresores con secador de aire de Cattani** está indicado para reemplazar material no útil en sus aparatos AC100, AC200 y AC300.

Este kit cuenta con **filtros estándar para compresores de aire seco**, cilindros de cartón forrado en metal, y con filtro HEPA H14.

KIT ANUAL AC 200 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC200H14

315,50 €

160 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

KIT ANUAL AC 300 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT1AC300H14

374,65 €

185 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento anual para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento anual para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563) y 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523).

KIT 3 AÑOS AC 100 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT3AC100H14

315,50 €

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 100 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 1 filtro standard para el pistón (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 20MF (ref.: 1189146).

KIT 3 AÑOS AC 200 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT3AC200H14

394,37 €

195 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Incluye 2 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 40MF (ref.: 1189147).

KIT 3 AÑOS AC 300 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT3AC300H14

475,87 €

235 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento trienal para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento trienal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Incluye 3 filtros standard para los pistones (ref.: 1168563), 1 filtro HEPA H14 para la columna de secado (ref.: 1168523) y 1 condensador de 55MF (ref.: 1189137).

KIT 5 AÑOS AC 100 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC100H14

433,81 €

295 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 100 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

KIT 5 AÑOS AC 200 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC200H14

512,67 €

325 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 200 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 200 con filtro HEPA H14. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

KIT 5 AÑOS AC 300 +

HEPA H14

CATTANI

Ref.: KIT5AC300H14

604,70 €

360 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Mantenimiento quinquenal para AC 300 con filtro HEPA H14.



Kit de mantenimiento quinquenal para compresores AC 300. Con filtros estándar, condensador y filtro HEPA H14.

MOCOM

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES
CLÍNICA
RADIOLOGÍA
TODOS LOS REPUESTOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

AUTOCLAVE B CLASSIC 17 LTS

MOCOM

Ref.: M7A520000

~~5.855 €~~

3.885 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave B Classic con potente bomba de vacío.



Autoclave B Classic con potente bomba de vacío. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Con 5 bandejas en dotación y sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA 28 LTS.

MOCOM

Ref.: M7A570000

~~9.990 €~~

5.590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE B FUTURA 17 LTS

MOCOM

Ref.: M7A540000

~~6.721,54 €~~

4.390 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo.



Autoclave Futura de clase B que funciona con agua del grifo. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 17 litros. Autoclave con ciclos clase B según norma EN 13060. Depósitos de agua inspeccionables con sensor de calidad de agua integrado.

AUTOCLAVE SUPREME

28LTS

MOCOM

Ref.: 7A242000

12.475 €

7.025 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 28 litros.

AUTOCLAVE SUPREME

22LTS

MOCOM

Ref.: 7A241000

10.800 €

6.080 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



El primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Capacidad de la cámara de acero inoxidable de 22 litros.

AUTOCLAVE SUPREME

17LTS

MOCOM

Ref.: 7A240000

9.915 €

5.880 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Autoclave Supreme de clase B que funciona con agua del grifo.



PURE 100 DESMINERALIZADOR FUTURA/CLASSIC

MOCOM

Ref.: M7C200010

1.118,31 €

490 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Desmineralizador con capacidad de 120 l, 300 ciclos.



El desmineralizador de resinas Pure 100 se compone de 2 cartuchos de resinas de intercambio iónico. 120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro. Cuenta con desagüe automático. Decida el tiempo de llenado/vaciado a otras tareas. Mayor seguridad en la calidad del agua y mayor vida para el autoclave.

SELLADORA MILLSEAL ROLLING CON IMPRESORA

MOCOM

Ref.: M7B240001

3.885,27 €

1.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Termoselladora de rodillo Millseal Rolling con impresora.



Termoselladora de rodillo. Sistema de arrastre automático De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

KIT TRAZABILIDAD SUPREME

MOCOM

Ref.: KITMYTRACE

4.641,44 €

650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Accesorio de trazabilidad para autoclave Supreme.



Compuesto por impresora estándar y escáner láser de código de barras de grado médico. Con Supreme y My Trace de serie, consiga la trazabilidad completa.

SOFTWARE MY TRACE CEFLA

MOCOM

Ref.: 7D200022

750 €

990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Software de trazabilidad.



MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

SELLADORA MILLSEAL EVO AUTOMATICA

MOCOM

Ref.: M7B210001

2.446,32 €

1.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

La termoselladora automática que reduce los tiempos de envasado.



Millseal+ Evo reduce los tiempos de envasado. Se distingue por su simplicidad de uso y su gestión automática de la fase de preparación. Tiene un control electrónico del sellado y cuenta con un display digital 'Soft-touch', una producción automática de bolsas y una banda de sellado de 12 mm.

TETHYS H10 PLUS TERMODESINFECTADOR

A

MOCOM

Ref.: M7E200300

~~7.040 €~~

4.610 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom.



Descontaminación, lavado con ultrasonidos, desinfección térmica y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz. La fuerza del agua, la energía del calor y la potencia de los ultrasonidos para garantizar la máxima seguridad. Potencia nominal: 2300 W.

TETHYS D60 TERMODESINFECTADOR A CON SECADO FORZADO

MOCOM

Ref.: 7EK00001

~~16.910 €~~

13.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



TETHYS T45 TERMODESINFECTADOR A CON SECADO ESTATICO

MOCOM

Ref.: 7EK00003

~~10.900 €~~

9.775 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



HMD ACCESORIO LAVADO PIEZAS DE MANO

MOCOM

Ref.: M7E200301

~~1.070,69 €~~

990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Accesorio para el lavado de piezas de mano.



Con este nuevo accesorio será posible lavar, termodesinfectar y secar hasta 6 instrumentos (turbinas o piezas de mano para micromotor) simultáneamente. Puede utilizarse en todos los dispositivos Tethys H10, aunque ya estén instalados: solo será necesario realizar una actualización del firmware.

THALYA

MOCOM

Ref.: 7G100000

Limpieza y lubricación de instrumentos rotatorios.



2.584,79 €

1.995 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

IRAY INTRAORAL DC

MOCOM

Ref.: 706T0003



3.945,31 €

2.550 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

KIT MANTENIMIENTO ANUAL CLASSIC 17/22 LITROS

MOCOM

Ref.: 95509167



416,93 €

110 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

KIT MANTENIMIENTO ANUAL CLASSIC FUTURA 28LTS

MOCOM

Ref.: 95509168



438,71 €

130 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

KIT MANTENIMIENTO 3

AÑOS TETHYS H10

MOCOM

Ref.: 95509186

153 €

120 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



KIT MANTENIMIENTO

ANUAL TETHYS

MOCOM

Ref.: 95509201


263,68 €

230 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Maintenance Kit



KIT MANTENIMIENTO

BOMBA HX10P3 CLASSIC

2019

MOCOM

Ref.: 95509215

392,06 €

350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO

COMPLETO EVO 10

MOCOM

Ref.: 97740188

603 €

560 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



KIT MANTENIMIENTO COMPLETO BOMBA H5P3

MOCOM


Ref.: 95509213

328,60 €

310 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



MECTRON

PROFILAXIS
FOTOPOLIMERIZACIÓN
CIRUGÍA PIEZOELECTRICA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS

MECTRON

Ref.: 05020015008

Dispone de promoción!
+ Ver más

7.850 €

5.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Aeropulidor y Ultrasonidos en un mismo dispositivo de Mectron.



Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

COMBI TOUCH PERIO + CARRO UNIVERSAL E

MECTRON

Ref.: 05020015008K

Dispone de promoción!
+ Ver más

8.790 €

6.690 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Combi Touch Perio es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.



Combi Touch Perio + Carro universal EAA.

Combie Touch es una unidad de profilaxis multifuncional que combina las funciones de ultrasonido y pulido con aire en un único dispositivo, con más de 50 insertos para una gran variedad de aplicaciones.

COMBO COMBI TOUCH +

KIT PERIO

MECTRON

Ref.: CKITPERIO

7.322,70 €

6.380 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



MICROPIEZO S PROFILAXIS

MECTRON

Ref.: 05080013

Dispone de promoción!
+ Ver más

1.863,89 €

1.290 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Sistema de Limpieza por Ultrasonidos.



Equipo compacto que se puede usar para endodoncia, periodoncia, limpieza y tallado. Dispone de irrigación autónoma, una nueva pieza de mano más fina con luz circular y el Soft Mode para pacientes con hipersensibilidad. Además incluye conexión Wifi y pantalla táctil.

MULTIPIEZO

MECTRON

Ref.: 05060023

Dispone de promoción!
+ Ver más

3.920 €

2.190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Sistema de limpieza por ultrasonidos.
Extracciones menos invasivas.



Equipo especialmente diseñado para profilaxis y periodoncia. El panel táctil ergonómico controla todas las funciones de forma rápida e intuitiva, además de limpiarse y desinfectarse fácilmente. El innovador SOFT MODE establece nuevos estándares en el control de inserción y gestión del dolor del paciente.

STARJET BASIC KAVO AEROPULIDOR NUEVA DOTACION

MECTRON

Ref.: 05150075005

1.517,82 €

980 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Basic.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360º y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

STARJET PERIO KAVO AEROPULIDOR NUEVA DOTACION

MECTRON

Ref.: 05150075007

1.755,85 €

1.190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Starjet aeropulidor de 2 usos - Paquete Perio.



Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival. Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO. Hay 3 terminales diferentes y su colocación en un simple click facilita el cambio. Son giratorios 360° y completamente esterilizables. Su conexión rápida y segura.

INSERT ME1

MECTRON

Ref.: 03130001

131,60 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



El inserto está dedicado exclusivamente al MODO PULSO de multipiezo pro y multipiezo.

INSERT ME2

MECTRON

Ref.: 03130002


131,60 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones

INSERT ME3

MECTRON

Ref.: 03130003


131,60 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para extracción.



inserto con forma especial para extracciones.

INSERT TIP S1

MECTRON

Ref.: 03280001

~~77,56 €~~

75 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Superficie **curvada** para la **eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales**. Ideal para la **eliminación del biofilm**.

INSERT TIP S2

MECTRON

Ref.: 03280002

~~77,56 €~~

75 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para detartraje.



Eficiente en los espacios interdentes y las superficies posteriores

INSERT TIP P3

MECTRON

Ref.: 03290003

~~123 €~~

90 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto para perio, diseñado para eliminar la placa y el biofilm bacteriano supra y subgingiv



Su forma delgada permite un fácil acceso en las bolsas periodontales y en los espacios interproximales en todos los cuadrantes dentales.

INSERT TIP S1-SLIM

MECTRON

Ref.: 02960009

~~90,69 €~~

80 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.



Cureta universal delgada ligeramente triangular. Superficie curvada para la eliminación del sarro supragingival y placas subgingivales así como la eliminación del biofilm.

INSERT P15

MECTRON

Ref.: 03080006

149,14 €

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones supragingivales y subgingivales, y eliminación del biofilm. Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores.

INSERT TIP P16L

MECTRON

Ref.: 03080008

149,14 €

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Concreciones subgingivales y eliminación de biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

INSERT TIP P16R

MECTRON

Ref.: 03080007

149,14 €

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos de perio anatómicos.



Indicaciones: Concreciones subgingivales y eliminación del biofilm de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

KIT PERIO

MECTRON

Ref.: KITPERIO

560 €

390 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

(Comprando Combi Touch): 2 botes de Glycine de 160g, 4 botes de 300g de Rhap limpie



Mp text

SET SCALER DE LIMPIEZA DE IMPLANTES

MECTRON

Ref.: 02160033

195,63 €

170 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Set scaler para la limpieza de implantes.



El inserto base ICS de MECTRON y la punta IC1 se utilizan en la limpieza de implantes. Estos insertos permiten el acceso óptimo y la eliminación de la placa de una forma suave incluso la región posterior. Ambos accesorios son esterilizable y reutilizables, la punta IC1 es ajustable en la base ICS.

CARRO E UNIVERSAL CON CONEXIONES ELECTRICAS

MECTRON

Ref.: 03540011

Dispone de promoción!
+ Ver más

940 €

790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Carro universal preparado para tu equipo de profilaxis.



Carro universal E con conexiones eléctricas, preparado para tu equipo de profilaxis.

PIEZA DE MANO DETARTRADOR C/ LUZ LED

MECTRON

Ref.: 03120142

835,86 €

590 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para profiaxis.



Pieza de mano detartrador con luz led.

PIEZA DE MANO DETARTRADOR GRIS

MECTRON

Ref.: 03120016

750 €

450 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano de ultrasonidos gris.



PIEZA DE MANO SLIM COMBI/MULTIPIEZO/MICR OPIEZO

MECTRON

Ref.: 03120238

871,69 €

665 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano ligera.



Nueva pieza de mano Slim de MECTRON. Delgada, ultrasónica y muy ligera ¡tan solo 55 kg!, con luz LED circular incorporada.

POLVO PULIDOR GLYCINE-PROPHYLAXIS SENSITIVE PACK 2 BOTES 160 GR

MECTRON

Ref.: 03140021

99,19 €

65 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Elimina suavemente la biopelícula supra y subgingival



Polvo de glicina indicado para limpieza supra y subgingival, de partículas mucho más pequeñas < 63 µm. Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.

Presentación: 2 botes de 160 g.

PROPHYLAXIS POWDER SOFT M SABOR MENTA X 4 UNIDADES

MECTRON

Ref.: 03140026

142 €

99 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la supe



PROPHYLAXIS POWDER SOFT L SABOR LIMON X 4 UNIDADES

MECTRON

Ref.: 03140030

142 €

99 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Elimina de manera suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la supe



STARLIGHT UNO

AMARILLO

MECTRON

Ref.: 05100095

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.

Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO AZUL

MECTRON

Ref.: 05100096

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.

Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO

BLANCA

MECTRON

Ref.: 05100092

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque.

Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO BLANCO BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100083

780-€

595 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Lámpara de polimerización sin cables, ultra-ligera, se puede utilizar donde quieras. Trabaja con fuente de Led (5W). Con una longitud de onda de 440-480 nm, tiene una batería de Ion Litio de larga duración sin efecto memoria. Potencia luminosa > 800 mW/cm² y una intensidad luminosa > 1.400 mW/cm².

STARLIGHT UNO GRIS

MECTRON

Ref.: 05100093

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO LILA

MECTRON

Ref.: 05100097

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT UNO VERDE TURQUESA

MECTRON

Ref.: 05100094

650-€

495 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Lámpara de polimerizar.



Fácil manejo con un solo toque. Rendimiento excepcional, longitud de onda entre 440nm y 480nm. Actúa con eficacia en un 98% de los materiales del mercado. Potencia de más de 1500 mW / cm² para una polimerización segura. La lámpara más ligera del mercado, sólo pesa 77g. Batería intercambiable.

STARLIGHT PRO AMARILLO BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100085

780-€

595 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO PLATA BRILLANTE

MECTRON

Ref.: 05100087

780 €

595 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



STARLIGHT PRO NEGRO MATE

MECTRON

Ref.: 05100086

780 €

595 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



PIEZOSURGERY TOUCH BASIC 1 CIRUGIA PIEZOELÉCTRICA

MECTRON

Ref.: 05120054

Dispone de promoción!
+ Ver más

9.430,07 €

4.500 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Equipo de cirugía piezo eléctrica con pantalla táctil. Pieza de mano con led



Equipo de cirugía piezoeléctrica con pantalla táctil más ergonómica y fácil de usar. Proporciona la máxima potencia y alcanzar una eficacia de corte perfecta en cada situación - para cirugías eficaces, seguras y exitosas.

PIEZOSURGERY WHITE KIT

MECTRON

Ref.: 05120063PM

Dispone de promoción!
+ Ver más

6.198,78 €

4.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Equipo para piezocirugía con pieza de mano incluida.



Piezosurgery® White ofrece un trabajo eficiente y un óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido. Cuenta con un sistema feedback, que ajusta la potencia automáticamente. Ergonómico, de fácil manejo y limpieza, con configuraciones orientadas a la cirugía.

INSERT EX1

MECTRON

Ref.: 03400001

142 €

125 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



INSERT OT7

MECTRON


Ref.: 03370007

197 €

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



Inserto de osteotomía en sierra.

Recomendado para todas las osteotomías mandibulares y maxilares de máxima precisión y máxima eficiencia.

INSERT OT7 S3

MECTRON

Ref.: 03370015

215 €

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



Inserto para osteotomía.

Especial micro-sierra 0.35 mm (3 dientes) osteotomía muy fina y pequeña especial para la técnica de corticotomía en la microcirugía de ortodoncia, técnica de extracción de raíces.

INSERT OT7 S4

MECTRON


Ref.: 03370014

215 €

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



Inserto de osteotomía en sierra.

Osteotomía muy fina, corticotomía para la técnica de microcirugía ortodóntica, separación radicular en la técnica de extracción dental y cirugía periodontal.

INSERT OT8L

MECTRON

Ref.: 03370013

197-€

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía OT8L en sierra angulada.



Aplicación en toda la técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula. Se pueden realizar injertos en bloque de hueso.

INSERT OT8R

MECTRON

Ref.: 03370012

197-€

165 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Inserto de osteotomía en sierra.



Aplicación clínica, toda la técnica de osteotomía en Maxila y Mandíbula. – Injerto de bloque de hueso.

INSERT OT12

MECTRON

Ref.: 03370020

228-€

195 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Insertos para osteotomía.



INSERT OT12S

MECTRON

Ref.: 03370021

228-€

195 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Dedicado a las técnicas de osteotomía donde las sierras de hueso piezoeléctricos estándar quirúrgic



Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las piezas piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.

INSERT EXL-1

MECTRON

Ref.: 03400008

El elevador EXL1 es muy versátil y permite efectuar una sola maniobra de luxación y extracción radical al mismo tiempo.



197 €

160 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

INSERT EXL-2

MECTRON

Ref.: 03400009



197 €

160 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

KIT DE 5 INSERTOS IC1

LIMPIEZA IMPLANTES

PIEZO Y SCALER

MECTRON

Ref.: 02900112



130 €

115 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

KIT ELEVACION SENO

VIA CRESTAL

MECTRON

Ref.: 01520026



885 €

790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

KIT DE EXPLANTACION

MECTRON

Ref.: 01520021


812 €

690 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Kit de insertos de explantación.



Mectron ofrece una serie de insertos dedicados a PIEZOSURGERY®, e indicados para diversas aplicaciones clínicas. Los portainseros de acero inoxidable son completamente esterilizables.

El Kit contiene:

EXP3-L
EXP3-R
EXP4-L
EXP4-R

KIT EXTRACCION TERCER MOLAR

MECTRON

Ref.: 01520025

795 €

725 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Kit de extracción del tercer molar



KIT OSTEOTOMIA

MECTRON

Ref.: 01520010

886 €

725 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Conjunto de insertos para osteotomía.



Kit de 5 insertos específicos para osteotomías, que incluye los insertos OT7 de osteotomía en sierra, OT7S3 y OT7S4 de sierra de 0.35mm de espesor, OT8L y OT8R de sierra angulada.

SET LIMPIEZA DE IMPLANTES X PIEZOSURGERY

MECTRON

Ref.: 01520020

491 €

170 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Set de insertos para limpieza de implantes.



Consiste en un soporte de punta ICP y 5 tips IC1. Insertos para limpieza suave y segura de la superficie del implante. Máxima eficiencia en el tratamiento, mayor comodidad del paciente y máximo respeto por la superficie del implante. Permite acceso y visibilidad óptimo en regiones posteriores.

MEDENCY

LASER

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

PRIMO LASER DENTAL 980NM-10W

MEDENCY

Ref.: LAMED0022

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~7.269,60 €~~

6.290 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



Láser de diodo con una longitud de onda de 980nm y potencia de 10 Watts CW. Cuenta con una pantalla táctil 7" ancho y 35 programas personalizables, con la selección de Menú de favoritos y multilingüe. Puntas Autoclavables y 2 años de garantía.

TRIPLO LÁSER DENTAL MULTI-WAVES

MEDENCY

Ref.: LAMED0093

Dispone de promoción!
+ Ver más

~~10.389,60 €~~

9.450 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Láser dental a diodo con tres longitudes de onda.



Láser a diodo con tres longitudes de onda: 450 nm, 635 nm y 980 nm. Recuperación post quirúrgica más satisfactoria con una potencia de 10 W y una frecuencia de hasta 25 kHz. Efecto térmico reducido. Fibra flexible y puntas reutilizables. Unidad portátil con pedal inalámbrico y Software intuitivo.

DIRECTO PIEZA DE MANO BIOESTIMULACION

MEDENCY

Ref.: MEDHAT02

~~1.270 €~~

990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Directo pieza de mano bioestimulación Primo



Pieza de mano, accesorio Primo láser de diodo. Con un spot 1cm² en tejido y una longitud de onda de 980 nm. Para fotobiomodulación, parestesias postquirúrgicas, terapia de ATM, rejuvenecimiento facial y la eliminación de manchas.

GAFAS DE PROTECCION LASER PRIMO

MEDENCY

Ref.: MEDEYE01

390-€

295 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



GAFAS DE PROTECCION LASER TRIPLO

MEDENCY

Ref.: MEDEYE03

420-€

350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



MALETA DE METAL CON LOGO MEDENCY Y PARTES INTERIORES PERFILADAS

MEDENCY

Ref.: MEDCAS01

240-€

190 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Maletín de transporte de la marca
Medency para láser.



PIEZA DE MANO BLANQUEAMIENTO HEMIARCADA

MEDENCY

Ref.: MEDWIT01S

440-€

395 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para blanqueamiento
hemiarcada.



PIEZA DE MANO PARA BIOESTIMULACIÓN FIBRA DE 8MM

MEDECY

Ref.: MEDBIO01

455-€

370 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para bioestimulación.



Pieza de mano intrabucal, para bioestimulación. Con una fibra de 8mm de diámetro.

PIEZA DE MANO TIPO CAMPANA PARA ATM

MEDECY

Ref.: MEDBEL01

545-€

490 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Pieza de mano para ATM.



Pieza de mano tipo campana para ATM. Accesorio para Primo láser de diodo.

PUNTAS ENDODONCIA Ø 200/15MM- VERDE

MEDECY

Ref.: MEDTIP02

68-€

55,07 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - verde.



Punta de fibra óptica con diámetro de 200/15 mm, para endodoncia. Caja de 5 uds.

PUNTAS CIRUGIA Ø300/5MM- AMARILLA

MEDECY

Ref.: MEDTIP03

65-€

55,07 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - Amarilla.



Punta de fibra óptica amarilla con diámetro de 300/15 mm, para cirugía. Caja de 5 uds.

PUNTAS FIBRA ÓPTICA, PUNTA Ø 400/10MM- ROSA

MEDENCY

Ref.: MEDTIP04

65 €

55,07 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Punta de fibra óptica - Rosa.



Punta de fibra óptica rosa con diámetro de 400/10 mm, para periodoncia. Caja de 5 uds.

KIT DE BLANQUEAMIENTO MEDENCY

MEDENCY

Ref.: MEDWIT02

448 €

109 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Peróxido de hidrógeno al 35% para láser de diodo



OPERA

CAD CAM-FRESADORAS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

HORNO OS ZR SPEED

OPERA

Ref.: OSZRSPEED

12.225 €

10.580 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado con ciclos lentos y rápidos.



De alta gama, sus propiedades técnicas lo convierten en la herramienta esencial de un laboratorio dental que quiera destacar por su calidad y precisión. Diseñado como respuesta a la rápida evolución de los materiales y, pensando en el escaso espacio del que disponen algunos laboratorios dentales.

HORNO DE SINTERIZACIÓN ZR PROD

OPERA

Ref.: OSZRPROD

6.921-€

5.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Horno de sinterizado de alta calidad, eficaz y económico.



Es una unidad eficiente de alta calidad, de diseño compacto que se acopla a cualquier pequeño rincón del laboratorio dental. A pesar de su pequeño tamaño, el horno de sinterizar Opera permite acomodar un recipiente de sinterización de Ø100 mm con hasta 20 coronas individuales.

HORNO DE CERAMICA MASTER HT

OPERA

Ref.: OSMASTERHT


6.645-€

5.950 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Programación adaptable, trata todos los materiales cerámicos del mercado.



Es una eficiente unidad de cocción de porcelana y vidrio para restauraciones de alta calidad. Gracias a su tamaño se acopla con facilidad a cualquier rincón del laboratorio dental. De sencillo manejo, su pantalla digital intuitiva en color facilita un control total del proceso de cocción.

FRESADORA TARGA

OPERA

Ref.: OS2008

68.177-€

62.500 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en húmedo y seco.



Para bloques y discos, cuenta con tecnología Direct Clean, que le permite cambiar, según precise, entre mecanizado húmedo y mecanizado seco. Esta máquina de fresado ofrece unas restauraciones ultra HD, gracias a la combinación de una precisión extrema con la máxima estabilidad.

FRESADORA PREMIUM+

OPERA

Ref.: OS2006

28.194,40-€

25.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora húmeda compacta de 4 ejes.



Es una fresadora compacta de cuatro ejes sin una unidad externa. Bloques de fresado de cerámica de vidrio, Óxido de Circonio y compuestos, así como pilares de Titanio. Intercambio manual de piezas de trabajo. Sistema de líquido refrigerante integrado (bomba y filtros incluidos): no necesita aspirar.

FRESADORA PRO- EXPERT 5

OPERA

Ref.: OS2004


46.220 €

41.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes en seco. Cambiador automático de 8 discos.



La **Fresadora Pro Expert 5** es capaz de fresar y rectificar las 24 horas del día sin parar, sin la necesidad de realizar ningún paso de operación. Es muy precisa y estable capaz de procesa todo tipo de materiales, incluidos CoCr, titanio y vitrocerámicas. Contiene **3 ionizadores** que neutralizan la carga estática de las virutas acrílicas, para una cámara de trabajo limpia.

FRESADORA ELEMENT 5X

OPERA

Ref.: OS2003

26.750 €

26.490 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



HORNO DE CURADO LED OPERA SYSTEM

OPERA

Ref.: OSFABCURE2

1.610 €

1.350 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



ESCANER OS GOLDY

OPERA

Ref.: OSGOLDY

13.575 €

10.650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



FRESADORA EASY 5+

OPERA

Ref.: OS2010

31.990 €

31.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



FRESADORA SMART 4X

OPERA

Ref.: OS2013

22.375 €

21.990 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



MORITA

ENDODONCIA
INSTRUMENTOS ROTATORIOS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

ROOT ZX MINI LOCALIZADOR DE APICE BLANCO

MORITA

Ref.: 6951150

Dispone de promoción!
+ Ver más

1.220 €

895 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Localizador de ápices portátil con tecnología de vanguardia y exclusiva alertas de condición



Compacto y ligero. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías. Aviso adicional en situaciones de interés (curva pronunciada).

DENTAPORT ZX (LOCALIZADOR DE APICE)

MORITA

Ref.: 886900

Dispone de promoción!
+ Ver más

1.609,20 €

1.395 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Localizador de ápice para unos resultados de las mediciones muy concretos.



Con su método de coeficientes patentado, ofrece en todo momento resultados de medición precisos, independientemente de que haya presencia de líquido de irrigación o sangre en el conducto radicular. En combinación con el módulo TriAuto OTR, también sirve para la preparación de los conductos radiculares.

TRIAUTO ZX2+

MORITA

Ref.: 6962

Dispone de promoción!
+ Ver más

4.262,90 €

2.650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

NUEVO motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápices integrado.



Motor inalámbrico con localizador de ápice integrado, función OGP y OTR para profesionales ambidiestros, con un peso de tan solo 140 g. Cambio de color en el indicador, según la posición de la lima. Auto Star/Stop, Auto Torque Reverse y Slow-Down.

DENTAPORT OTR MODULO (SOLO MOTOR DE ENDODONCIA)

MORITA

Ref.: 6907

3.550,60 €

2.395 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia para equipar el Dentaport Root ZX y convertirlo en un sistema



DentaPort ZX, con su función de Optimum Torque Reverse garantiza en cada momento el par motor óptimo de la lima, tanto en rotación como en funcionamiento alterno. Las microrroturas y las fracturas en las limas son cosa del pasado. Esto es endodoncia de primerísima categoría.

TRIAUTO MINI PLUS

MORITA

Ref.: 06970

Dispone de promoción!
+ Ver más

2.181,50 €

1.650 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.



Motor compacto (80 g) de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras. Evita tendinitis y lesiones musculares. 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm. 9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm). Funciones innovadoras de Auto torque reverse y slow-down.

TURBINA TWINPOWER PAR-4HUEX-O ULTRA E 20W C/LUZ CABEZA PEQUEÑA

MORITA

Ref.: 2541

1.233,40 €

850 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Turbina TwinPower Ultra E PAR-4HUEX-O con luz - 20W.



Las nuevas turbinas Twin Power de Morita combinan ingeniería del máximo nivel y simplicidad para el usuario y ofrecen unas prestaciones inigualables. Su sistema de doble rotor proporciona un torque altísimo y una gran precisión. Este sistema reduce el ruido y ofrece una pieza de mano muy silenciosa.

TURBINA TWINPOWER PAR-4HX-O MAXI 25W C/LUZ CABEZA GRANDE

MORITA

Ref.: 2530

1.233,40 €

850 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



TURBINA TWINPOWER PEQUEÑA PAR 4HUEX-O- KV C/ LUZ

MORITA

Ref.: 2541100

1.233,40 €

850 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)



CONTRA ÁNGULO TORQTECH CA-DC-O 1:1

MORITA

Ref.: 2440

1.437 €

1.290 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Contra ángulo con luz.



Contra ángulo con luz de la marca MORITA. Diseño ergonómico, con un tamaño reducido y al mínimo peso, con una velocidad de giro máx. 42.000 rpm. Indicado para preparación y profilaxis.

ORANGE DENTAL

CAD CAM-FRESADORAS

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

FRESADORA HUMEDO EASYMILL 4 ORANGE DENTAL

Ref.: EM0491400

~~29.900 €~~

27.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora de 4 ejes para trabajar en húmedo.



FRESADRA SECO EASYMILL 5 ORANGE DENTAL

Ref.: EM0491500

~~32.900 €~~

29.900 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Fresadora de 5 ejes para trabajar en seco.



SCHILLER

DESFIBRILACIÓN

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

DESFIBRILADOR FRED PA-1 SEMI AUTOMATICO

SCHILLER

Ref.: 11279902

2.206,26 €

1.725 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Desfibrilador semiautomático.



El equipo guía al responsable de primeros auxilios en cada paso: Cualquier usuario puede salvar vidas, incluso aquellos sin formación en primeros auxilios. Al levantar la tapa del equipo, se pone inmediatamente en marcha y guía paso a paso durante todo el proceso de reanimación.

SILFRADENT

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES

ESTERILIZACIÓN PLASMA

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

INCUBADORA 8 TEST INC8

SILFRADENT

Ref.: INC8

Dispone de promoción!
+ Ver más

250 €

225 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Incubadora biológica.



Está indicada para comprobar el correcto funcionamiento de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves. Se introduce un indicador biológico en un ciclo normal de esterilización en el autoclave o esterilizador, y al terminar, se introduce en el dispositivo.

ROUND UP INTEGRADOR DE MEZCLADO

SILFRADENT

Ref.: RU200

3.621 €

2.490 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Integrador de Mezclado.



Este integrador de mezclado no modifica la geometría del material (ya sea líquido, semi-líquido o sólido). Consigue una mezcla sin burbujas ni contaminación. En un máximo de 16 seg. realiza un vacío automático y su ciclo de descontaminación es de 5 minutos.

CENTRIFUGA MEDIFUGE

MF200 + CGF KIT

SILFRADENT

Ref.: MF200+CGFKIT

5.701,80 €

4.430 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Separador de fases de sangre CGF.



Separador de fases de sangre CGF, con capacidad de hasta 8 tubos y un soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°. El sistema del rotor mantiene la temperatura constante. Contiene un kit muy completo con material e instrumental para crear membranas de fibrina entre otros protocolos.

ACTIVADOR DE PLASMA

APAG

SILFRADENT

Ref.: APAG

1.147,50 €

790 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Activador de plasma.



Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación.

Con una desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA). En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

AMERICAN M&D S.L

JAUNEY S.A-TERRAGENE

ESTERILIZACIÓN Y AUTOCLAVES

Lista de precios generales | Incotrading, S.A.

INDICADOR ULTRARAPIDO 20 MIN POR FLUORESCENCIA

JAUNEY S.A-TERRAGENE

Ref.: BT224

468,65 €

390 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos Ultra Rápidos, con un tiempo de respuesta de 20 minutos - Caja



Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad. Tiempo: 20 min.

INDICADOR BIOLÓGICO ESTERILIZ.CAJA DE 30 VIALES

JAUNEY S.A-TERRAGENE

Ref.: 107BT2030

95,79 €

75 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 30 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

INDICADOR BIOLÓGICO ESTERILIZACION CAJA DE 100 UDS

JAUNEY S.A-TERRAGENE

Ref.: 107BT20

298,70 €

210 €

Válido hasta: 30-04-2025

[Ver en web >](#)

Indicadores biológicos de esterilización - Caja de 100 uds.



Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

www.incotrading.net

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net



Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso / Gastos de envío no incluidos. En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2025 - Incotrading S.A.